

HTS Sistema de higiene para baño

Más limpio, más sencillo.

El HTS es un sistema de higiene infantil versátil pensado en dar posicionamiento de forma simple y a un precio justo; hace la vida del pequeño más fácil, así como la del cuidador gracias a su increíble sistema de acoplamiento.

Viene en tamaño: chico, mediano y grande, y con opción a base móvil con ruedas, móvil con basculación de hasta 15 grados hacia adelante y 15 grados hacia atrás, base estacionaria con o sin basculación, y barra de montaje para el W.C.

El respaldo se reclina 6 grados hacia adelante, y 6 y 18 grados hacia atrás.

La base incluye cinturón, y debe de seleccionarse la base y los soportes de brazos deseados.

Diseñado y fabricado en Estados Unidos.

Garantía: Si cualquier producto o accesorio Rifton se rompe o falla durante el 1er año de compra se reemplaza bajo garantía.

ITEM: S-Z110 * M-Z120 * L-Z130



Reh&vita[®]

Ortopedia & Rehabilitación

Dependiendo de la configuración, la HTS puede ser utilizada:

En el W.C. (Con la barra de montaje): Es la opción más económica, si siempre se va a usar el mismo W.C. No estorba a otros usuarios. Solo se deja la barra de montaje y se puede quitar y poner el sistema sobre la barra sin necesidad de herramientas.

Sobre el W.C.: La base móvil se puede poner sobre cualquier W.C. al deslizarse. El mismo sistema también puede ser utilizado para la ducha.

Fuera del W.C.: Al agregar el cómodo como accesorio se puede utilizar la silla HTS sin requerir de un W.C.

Como silla de ducha: Puedes usar la silla HTS también como silla de ducha, ayudando a evitar gastar en tener dos equipos.

Con la base móvil con basculación y soporte de cabeza, el usuario tiene la posición más cómoda para tomar el baño.



Rehivita®

Ortopedia & Rehabilitación

Accesorios:

Cojines para respaldo y asiento. A prueba de agua, con protección de piel y fácil de remover para su desinfección. La opción de almohadilla abierta facilita el acceso para la limpieza de usuarios más altos. Se pueden remover para facilitar su limpieza.

Apoyacabeza: Proporciona una cómoda sujeción a los pacientes con poco control encefálico, cuenta con movimiento múltiple para un mejor ajuste a las necesidades específicas del paciente.

Pechera mariposa: Para proveer máximo posicionamiento y seguridad a pacientes con mayores complejidades motoras.

Bandeja de soporte anterior: Promueve la inclinación frontal del cuerpo que facilita el proceso de limpieza.

Soportes laterales: Se ajustan de manera independiente, aseguran al usuario que tienen poco control de tronco. Vienen en tamaño chico o grande.

Guías de cadera: Ayuda a ajustar la silla al tamaño exacto del usuario al crecer con él.



Reh^ovita[®]

Ortopedia & Rehabilitación

Recipiente: Facilita a usar la HTS como baño sin necesidad de tener un W.C.

Adaptador: Funciona cuando el orificio de la HTS no está totalmente cubierto por el orificio del W.C.

Deflector: Ayuda a los cuidadores a evitar fugas de los pacientes. Se requiere el cinturón para sujetar el deflector.

Abductor: Separa las rodillas y ayuda al control de los músculos de las piernas. Previene cruzar las piernas y promueve buena alineación de articulaciones y el cuerpo.

Cinturones de tobillos: Se montan sobre la plataforma de pies. Asegura los pies de los usuarios con limitado control de músculos y movimiento de excursión, dando libertad limitada de movimiento en el control postural.

Soporte de pantorrillas: El soporte menora la comodidad y sensación de seguridad cuando la plataforma de pies está extendida o en ángulo hacia arriba.



Reh^{avita}®

Ortopedia & Rehabilitación

Plataforma de pies: Apoya los pies del usuario en una altura regulable y ángulo regulable, óptimo para cada usuario.

Base para tina: Disponible en tamaño chico y mediano. Se monta para dar mayor comodidad para bañar en tina y eliminar la necesidad de comprar una silla de baño.

Opción de kit portable: Asegurar al paciente mayor independencia y una gran libertad para viajar con la familia. Elimina contacto en baños públicos para una mejor higiene.

Perfil del paciente: Apta para pacientes con daño neuronal y psicomotor ó discapacidad psíquica cognitiva.

Especificaciones generales:

Datos para saber tamaño:

Chico: 30 cm a 46 cm de altura, peso máximo de 34 kg

Mediano: 42 cm a 56 cm de altura, peso máximo de 68 kg

Grande: 50 cm a 74 cm de altura, peso máximo de 113 kg (La plataforma de pies soporta hasta 68 kg)



Medida para determinar el tamaño:
Altura total del usuario.

