

PRESCRIPCIÓN MÉDICA SILLAS DE TRASLADO

Silla Rodeo – Convaid

- Estructura tubular de aluminio con cuadro fijo de plegado frontal
- Tapizado de asiento y respaldo acolchado ajustable mediante straps independientes que permiten darle mayor tensión a necesidad del usuario en forma individual
- Tilt ajustable de 5° a 45°
- Reclinación ajustable de 90° a 110°
- Sistema que acompaña el crecimiento en profundidad hasta 12cm
- Sistema que acompaña el crecimiento en altura de respaldo hasta 20cm
- Soporte lateral de tronco rebatible y ajustable en altura y profundidad.
- Apoyabrazos tubulares
- Pedana regulable de 90° a 180°
- Apoyapiés de una sola pieza regulable en ángulo y en altura
- Sujeciones de tobillo
- Manijas de empuje única regulable en altura
- Freno trasero accionables con el pie
- Ruedas delanteras de poliaire de 7.5" x 2.5"
- Ruedas traseras de poliaire con quite rápido de 11.5" x 2.5"
- Soporte occipital regulable en altura
- Cinturón pélvico y pechara ajustable en 5 puntos.
- Mesa didáctica desmontable confeccionada en policarbonato
- Modelo de transito bajo normas internacionales
- Bandeja para almacenamiento debajo del asiento
- Capota desmontable
- Disponible en anchos de 25cm, 30cm, 35cm y 40cm.