

Complemento para manejo de silla de ruedas E-fix 35

Sistema que convierte a la silla de ruedas autopropulsable en una silla eléctrica compacta, para uso tanto en interior como exterior, facilitando cubrir grandes distancias y atravesar pendientes con menor esfuerzo.

Compuesto por:

- Dos ruedas con sistema motorizado con cubiertas Schwalbe Downtown de 22"-24"x 1³/₈/12.5"x a prueba de pinchaduras.
- Ruedas de quite rápido y peso de cada una de 7.8Kg.
- Peso límite de 120 kgs
- Unidad de Control con Joystick de manejo, display de 2.4" en varios idiomas con iluminación LED, selector de velocidad, potenciómetro e indicadores de velocidad, cuentakilómetros, fecha y hora. Cuenta con tres botones de menú, bocina y luz. Esta unidad es fácilmente desmontable.
- Fácil programación de manejo, adaptable a las necesidades del paciente, con acceso a través de una sola tecla.
- Batería de Li-Ion de 6 Ah, de diseño compacto de 8 cm de ancho y peso de 2 kg, desmontable.
- Autonomía de hasta 16 km.
- Carga de batería a través de conector magnético "easy connect", que encuentra rápidamente la posición correcta de inserción, con luces indicadoras.
- Tiempo de carga aproximado de 5 hs.
- Montaje de la batería a través de straps debajo del asiento de la silla.
- Ruedas antivuelco especiales que actúan a modo de cricket para colocar/quitar las ruedas, desmontables.
- Módulo Bluetooth incorporado a la unidad de control, compatible con aplicación descargable para Android/iOS.

Accesorios:

- Diferentes opciones de joystick.