

Alber E-FIX

alber®



Rehvita®

Ortopedia & Rehabilitación

Pedro I. Rivera 3405- CABA

Tel: (011) 5365-8080

www.rehavita.com.ar

ventas@rehavita.com.ar

Dispositivo de propulsión Motorizado Modelo E-Fix



Pequeño, ligero y rápido

El **e-fix de Alber** ha sido diseñado para combinar las ventajas de una silla electrónica y una silla manual para uso tanto interior como exterior. Cualquier usuario de silla manual sacará beneficios de su concepto único de movilidad “dos en uno”. Sus pequeños y prácticos componentes se pueden desmontar en unos instantes y se transportan fácilmente a cualquier parte. Los motores integrados en las ruedas y su diseño discreto hacen del **e-fix el dispositivo móvil y activo ideal para la vida cotidiana.**



Transportabilidad máxima

Los componentes del **Alber e-fix** son muy ligeros y de tamaño reducido. Las ruedas motrices, la caja de baterías y la unidad de mando se pueden desmontar en unos segundos gracias al eje de extracción rápido patentado. El **Alber e-fix** cabe incluso en el maletero de coches pequeños dando máxima libertad a su usuario.



Gran maniobrabilidad

La gran capacidad de giro que proporciona el e-fix lo convierte en un dispositivo móvil ideal tanto para interior como para exterior. El mando programable permite adaptaciones especiales en función de las necesidades del usuario. La alta eficacia de los motores proporciona una gran autonomía aunque las baterías sean ligeras y de tamaño reducido. Las ruedas motrices se pueden desconectar fácilmente para pasar a modo manual.

Adaptable a la mayoría de las sillas manuales

Los componentes del e-fix se pueden adaptar a la mayoría de sillas manuales. Sillas pediátricas, sillas ligeras o de confort ahora pueden disfrutar de la flexibilidad de combinar a la vez una silla electrónica con una manual. Además, el usuario siempre tiene la posibilidad de intercambiar entre el e-fix y las ruedas originales de su silla, si desea volver a un dispositivo totalmente manual. La nueva pantalla a color TFT de 2.4" del mando proporciona una información clara, fácil de entender como el estado de las baterías, velocidad, cuentakilómetros, fecha y hora.

Características



El Alber e-fix listo para el transporte

Los componentes compactos y ligeros son fáciles de transportar.



Unidad de mando

Amplia pantalla a color TFT, ergonómica y con iluminación LED. Incluye potenciómetro.



Rueda motriz ligera

Disponible en diámetros 22" o 24". Peso a partir de 7,8 kg (22").



Opción Heavy Duty

E-Fix E-36 disponible para usuarios de peso elevado (hasta 160 kg).



Pack de baterías ultra ligero
Dimensiones compactas, peso reducido y vida útil más larga gracias a la tecnología innovadora de Litio-Ion.



Conducción manual
Sistema de desembague del motor rápido y sin esfuerzo para una conducción manual.



Conexión magnética EasyConnex
Conexión automática y segura que no requiere fuerza



Unidad de mando
La nueva pantalla a color TFT de 2.4" del mando proporciona información fácil de entender como el estado de las baterías, velocidad, cuentakilómetros, fecha y hora. Parámetros de conducción programables.



Pack de baterías
Extremadamente ligero: sólo 2 kg. Muy compacto para adaptarse a las sillas manuales más estrechas. Autonomía hasta 16 km en una sola carga. Compatible con normas de las Naciones Unidas sobre transporte aéreo.



Soporte pack de baterías
Montaje en el chasis de la silla. Permite una extracción fácil y rápida de las baterías, con una sola mano.



Ruedas motrices
Fácilmente extraíbles gracias al sistema de Quick Release, para ocupar menos espacio durante el transporte



Cargador de baterías
Cargador automático con conexión magnética EasyConnex y luces indicadoras.