

Características de EZ Rider

HCPCS:E1236

ERIDEREN

- **Inclinación fija de 10°**
Fomenta la posición vertical en personas con una buena fuerza en el tronco y estabilidad en la parte superior del cuerpo
- **Chasis liviano y se pliega de manera compacta**
Para fácil almacenamiento y transporte. ¡Plegar y listo!
- **Nuevas ruedas más anchas**
Ofrecen más estabilidad y un paseo cómodo en terrenos dispares
- **Línea completa de opciones de posicionamiento**
Ofrece máxima comodidad y posicionamiento
- **Modificaciones personalizadas**
Consiga el ajuste exacto para cualquier tamaño o forma
- **Múltiples ajustes del chasis**
Prolonga la duración de la silla para un niño en pleno desarrollo
- **Pruebas rigurosas del producto**
Garantiza la máxima seguridad resistencia, estabilidad y autonomía
- **Modelos de tránsito probados contra impactos**
Satisface las normas nacionales de seguridad y permite un transporte seguro en autobús o camioneta



Ruedas sólidas estándar

EZ12/14/16: 7.5" x 2" frontales, 11.5" x 2.5" ruedas traseras de liberación rápida
EZ18: 8" frontales, 11" ruedas traseras

Las opciones de posicionamiento y los accesorios se venden por separado.

Especificaciones de EZ Rider


Medición	Modelo de silla	Ancho del asiento*	Profundidad del asiento**	Altura del respaldo	Asiento-reposapiés*	Asiento-suelo*	Ángulo entre asiento y respaldo	Ángulo del asiento	Extensión del reposacabezas	Altura de la correa para los hombros	Capacidad de peso estándar/transit	Peso de la silla ^Δ
in.	EZ 12	12	11 - 14	19	3.5 - 18	19	100°	10°	5	11 - 17	75 lbs / 66 lbs	25 lbs
cm	EZ 12	30.5	28 - 35.6	48.3	9 - 45.7	48.3			13	28 - 43.2	34 kg / 30 kg	11.4 kg
in.	EZ 14	14	13 - 16	20	3 - 19	20	100°	10°	8	11 - 17	100 lbs / 100 lbs	30 lbs
cm	EZ 14	35.5	33 - 40.6	50.8	7.7 - 48.3	50.8			20	28 - 43.2	45.5 kg / 45.5 kg	13.6 kg
in.	EZ 16	16	14 - 17	18	3 - 19	20	100°	10°	8	10 - 16	170 lbs / 170 lbs	30 lbs
cm	EZ 16	40.5	35.6 - 43.2	45.1	7.7 - 48.3	50.8			20	25.4 - 40.6	77.3 kg / 77.3 kg	13.6 kg
in.	EZ 18	18	14.5 - 17.5	19.5	3 - 20	21.5	100°	10°	10	15 - 19	250 lbs / 170 lbs	29 lbs
cm	EZ 18	45.5	36.8 - 44.5	49.5	7.6 - 50.8	54.6			27	38 - 48.3	114 kg / 77 kg	13.2 kg

in.: pulgadas, cm: centímetros


* Más o menos 1,27 cm debido a la tela. ** Recorte de 5 cm para un mínimo de profundidad del asiento. Disponible como opción. Δ - El peso de la silla es sin montaje frontal.

Colores de la tapicería


Tapicería es lavable y removible




Azul Océano




Morado



Azul Marino



Verde Azulado



Frambuesa

Medición	Modelo de silla	Ancho total	Altura total	Largo total	Largo plegada	Ancho plegada	Altura plegada
in.	EZ 12	21.5	38	39	45.5	14	18
cm	EZ 12	54.6	96.5	99	115.6	35.6	45.7
in.	EZ 14	23	38	41	45.5	13.5	17
cm	EZ 14	58.4	96.5	104	115.6	34.3	43.2
in.	EZ 16	26	36	49	45.5	14	16
cm	EZ 16	66	91.4	124.5	115.6	35.6	40.6
in.	EZ 18	26	37	48	45.5	13.5	17
cm	EZ 18	66	94	122	115.6	34.3	43.2

Utilizar las opciones y piezas de Convoid solo en productos Convoid. Las piezas Convoid no son intercambiables con otros productos del fabricante. Sustituir las piezas desgastadas inmediatamente.

Nota: Convoid mantiene una política de mejoras continuas de los productos; por tanto, nos reservamos el derecho de introducir cambios sin aviso previo.

Garantía limitada de por vida, EEUU.

(Fuera de los EE.UU., son de aplicación las distintas normas nacionales).

Chasis y soportes en X.....Garantía de por vida, EEUU, del comprador original
Tejido y tramado.....Un año
Otros componentes.....Un año

Esta garantía no cubre el desgaste normal ni los daños causados por accidentes o usos inadecuados.



EZ Rider - 18

