


# Características de Rodeo Tilt

HCPCS:E1232

TILT

- **Inclinación ajustable de 5° - 45°**  
*Permite aliviar la presión y soporte en la parte superior del cuerpo para las personas que tienen una estabilidad insuficiente en el tronco*
- **Reclinación ajustable de 90° - 110° - ¡Nuevo!**  
*Abre el ángulo entre el asiento y el respaldo para una mejor digestión, mejor respiración y alivio de la presión*
- **Soportes torácicos laterales firmes (opción)**  
*Mantiene la posición de la línea media del tronco para mejorar la respiración y la digestión*
- **Cojín sólido - ¡Nuevo!**  
*Alivia la presión y fomenta la estabilidad y el control de la postura*
- **Tapicería acolchada con estilo - ¡Nuevo!**  
*Ofrece mas comodidad...y se ve bien!*
- **Disponible en 25 cm de ancho del asiento - ¡Nuevo!**  
*Asegura posicionamiento a la medida hasta para sus clientes más pequeños*
- **Chasis liviano**  
*Es fácil de levantar y transportar - una de las más livianas*
- **Base inclinable con plegado**  
*Se pliega de manera compacta para fácil transporte y almacenamiento. ¡Plegar y listo!*
- **Chasis de tamaño ajustable**  
*Prolonga la duración de la silla para un niño en pleno desarrollo*
- **Modelos de tránsito probados contra impactos**  
*Satisface las normas nacionales de seguridad y permite un transporte seguro en autobús o camioneta*

RODEO



Ruedas sólidas estándar

**RD 10/12/14/16:** 7.5" x 2" frontales, 11.5" x 2.5" ruedas traseras de liberación rápida

Las opciones de posicionamiento y los accesorios se venden por separado.

# Especificaciones de Rodeo Tilt

Medición	Modelo de silla	Ancho del asiento*	Profundidad del asiento*	Altura del respaldo	Modelo Asiento-reposapiés*	Ajuste de ángulo del reposapiés	Asiento-suelo*	Ángulo entre asiento y respaldo	Ajuste de inclinación (de posición vertical)	Extensión del reposacabezas	Altura de la correa para los hombros	Capacidad de peso estándar/transit	Peso de la silla <sup>Δ</sup>
in.	<b>RD 10</b>	10	9 - 12	22	9 - 14	20°	21	90°-110°	5° - 45°	6	17 - 21	75 lbs / 66 lbs	30 lbs
cm	<b>RD 10</b>	25.5	23 - 30.5	56	23 - 35.5		53			15	43 - 53	34 kg / 30 kg	13.5 kg
in.	<b>RD 12</b>	12	11 - 14	23	9 - 14	20°	21	90°-110°	5° - 45°	8	17.5 - 22	75 lbs / 66 lbs	30 lbs
cm	<b>RD 12</b>	30.5	28 - 35.5	58.5	23 - 35.5		53			20	44.5 - 56	34 kg / 30 kg	13.5 kg
in.	<b>RD 14</b>	14	13 - 16	26	11 - 16	20°	22	90°-110°	5° - 45°	8	18 - 24	100 lbs / 100 lbs	32.5 lbs
cm	<b>RD 14</b>	35.5	33 - 40.5	66	28 - 40.5		56			20	45.5 - 61	45.5 kg / 45.5 kg	14.5 kg
in.	<b>RD 16</b>	16	15 - 18	26	13 - 18	20°	22.5	90°-110°	5° - 45°	8	8 - 24	170 lbs / 170 lbs	33 lbs
cm	<b>RD 16</b>	40.5	38 - 45.5	66	33 - 45.7		57			20	45.5 - 61	77 kg / 77 kg	15 kg

in.: pulgadas, cm: centímetros \* Más o menos 1,27 cm debido a la tela. Δ - El peso de la silla es sin montaje frontal.

Medición	Modelo de silla	Ancho total	Altura total	Largo total	Largo plegada	Ancho plegada	Altura plegada
in.	<b>RD 10</b>	21	43	30.5	33.5	21	17.5
cm	<b>RD 10</b>	53	109	77.5	85	53	44.5
in.	<b>RD 12</b>	23	42	36	34	23	19
cm	<b>RD 12</b>	58.5	106.5	91.5	86	58.5	48
in.	<b>RD 14</b>	25	44	39	36	25	18.5
cm	<b>RD 14</b>	63.5	112	99	91.5	63.5	47
in.	<b>RD 16</b>	26.5	45	42.5	38	26.5	16.5
cm	<b>RD 16</b>	67	114	108	96.5	67	42

Utilizar las opciones y piezas de Convoid solo en productos Convoid. Las piezas Convoid no son intercambiables con otros productos del fabricante. Sustituir las piezas desgastadas inmediatamente.

Nota: Convoid mantiene una política de mejoras continuas de los productos; por tanto, nos reservamos el derecho de introducir cambios sin aviso previo.

## Garantía limitada de por vida, EEUU.


(Fuera de los EE.UU., son de aplicación las distintas normas nacionales).

Chasis y soportes en X.....Garantía de por vida, EEUU, del comprador original  
Tejido y tramado.....Un año  
Otros componentes.....Un año


Esta garantía no cubre el desgaste normal ni los daños causados por accidentes o usos inadecuados.

## Colores de la tapicería


Tapicería es lavable y removible




Negro




Rojo



Verde Bosque




Verde Nilo




Azul Mediterráneo



Morado



Ciruela



Rosado

