

BIPEDESTADOR PRONO | DONDOLINO

Bipedestador prono/vertical con marco de aluminio que permite tilt anterior Dondolino 1: (0° -19°) | Dondolino 2: (0° -14°) ajustable a través de un pistón a gas que posibilita un ajuste continuo. Barras laterales con marcas numeradas que facilitan la configuración de ajuste. Soportes de tronco y pelvis regulables en circunferencia, altura y en profundidad. Soportes anteriores de rodilla con orificio para la rótula evitando la carga de peso regulables en altura, ancho, profundidad y ángulo. Topes posteriores de talones regulables en ancho y profundidad. Plataforma apoyapiés de madera de abedul regulable en altura. Mesa didáctica de madera de abedul removible y ajustable en altura, profundidad y ángulo. Ruedas (4) de 7,5cm con frenos individuales. Regulación del dispositivo sin necesidad de herramientas.

TAMAÑO 1 – 2 | Accesorios

Reductores de circunferencia de 3 cm de cada lado (944) y apoya cabeza regulable en altura, inclinación y angulación antero – posterior (865).