

**ENTRENADOR DE MARCHA | GRILLO**

Es un entrenador de marcha diseñado para facilitar la autonomía tanto de niños como adultos. Tiene un sistema de ajuste de altura patentado donde el centro de gravedad permanece constante, acompañando el crecimiento por un largo período de tiempo, confiriéndole un diseño único y seguro de utilizar. Cuadro de aluminio plegable disponible para usar como andador anterior o posterior, completamente configurable a las necesidades del usuario. Soporte de pelvis acolchado, ajustables de manera independiente en altura, ancho y circunferencia. Arnés ergonómico que brinda sostén. Ruedas livianas y anti-pinchaduras: 2 anteriores sólidas de 15 cm de diámetro con bloqueo de dirección y protección antichoque; 2 ruedas posteriores sólidas de 20 cm de diámetro aptas para uso en exterior e interior, regulación de resistencia en 5 posiciones, sistema anti-retroceso y frenos en las ruedas posteriores accionados a través de un pedal. Manillar ajustable en altura.

**MINI | Accesorios**

Soporte de tronco (925) acolchado, ajustables de manera independiente en altura, ancho y circunferencia. Soporte de antebrazos, ajustables en altura, ángulo, rotación y profundidad, con straps (943). Abductor distal regulable en altura (890). Manija de empuje para acompañante (923). Mesa didáctica transparente con toma horizontal en andador anterior (PTM).

**SMALL | Accesorios**

Soporte de tronco (925) acolchado, ajustables de manera independiente en altura, ancho y circunferencia. Soporte de antebrazos, ajustables en altura, ángulo, rotación y profundidad, con straps (943). Manillar ergonómico ajustables en altura, inclinación, rotación, ancho y de manera antero-posterior (939). Asiento plegable y ajustable en altura solo para configuración posterior (918). Abductor proximal regulable en altura (815). Manija de empuje para acompañante (923).