



Los productos SPIO

Son confeccionados en tela de muy alta calidad que es liviana, transpirable y respirable. La tela SPIO es única: tiene alto rebote y fuerte memoria neutral, asistiendo al paciente a llevar el cuerpo a la línea media.

SPIO se sostiene solo

SPIO es un sistema de sujeción flexible que proporciona soporte externo y feedback mediante presión profunda. La composición y diseño de SPIO son únicos y ayudan a:

- Aumentar la estabilidad.
- Mejorar el balance.
- Mejorar el tono y control muscular.
- Mejorar la mecánica de respiración.
- Disminuir la latencia de respuesta.
- Reducir los movimientos involuntarios y esterotipias.

Distribuidores exclusivos



► Encontrá más información detallada y las medidas de todos los modelos en nuestra web: Rehavita.com.ar




fabriflex

Adecuado para pacientes con:


- Espasticidad
- Hipotonía generalizada
- Ataxia
- Alteraciones sensoriales o motoras

► Tronco y pelvis



FabriFlex de tronco y pelvis de SPIO es una envoltura flexible, versátil y reutilizable diseñada para abordar la debilidad central y aumentar la conciencia sensorial y la estabilidad.

► Muñeca



Las cintas FabriFlex son flexibles, versátiles y reutilizables diseñadas para proporcionar compresión, soporte y activación muscular dirigidos a las extremidades superiores e inferiores.

Reh&vita

▲ Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA

☎ (011) 5365-8080 ☎ (+54911) 2328-6958

✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar



SPIO®

MEJORANDO VIDAS CON SUJECIÓN FLEXIBLE

ÓRTESIS BLANDAS



Órtesis de entrada de presión estabilizadora

La historia de SPIO®

SPIO es una marca patentada de sujeción flexible que fue inventada por Nancy Hylton, PT, LO y Cheryl Allen, madre de dos niños con necesidades especiales.

Las ortesis son ideales para personas con Hipotonía, Parálisis Cerebral, Síndrome de Down, Atrofia Muscular, Atetosis, Autismo y Disfunción Sensorial.

▶ Ortesis para tronco superior

Manga larga o corta

La órtesis con mangas largas o cortas ayudan al tronco superior con la estabilidad, función de las extremidades superiores, el control de la motricidad fina, la coordinación y los déficits sensoriales.



▶ TLSO clásico

El clásico SPIO TLSO cuenta con un panel trasero de neoprene suave. Colabora con la fuerza, el equilibrio y la debilidad del tronco deficiente.

Además cuenta con varillas rígidas que dan soporte a los músculos paravertebrales ayudando a su activación, mejorando la coordinación y balance del tronco.




core-max®
La familia de productos TLSO de SPIO



▶ Ortesis de brazo


Asiste a la estabilidad del brazo, el control motor fino, aumenta la percepción de la extremidad, la coordinación y el feedback neurológico.



▶ Faja abdominal

Compuesto por una doble capa de lycra y un panel posterior de neoprene microperforado. Provee estabilidad de cadera y tronco, mejorando el control postural, el equilibrio y la coordinación. Se puede combinar como una capa adicional sobre la remera o la calza.

** Producto únicamente a pedido.*



▶ Panel el X

TLSO con panel posterior con dos X semirrígidas que brindan mayor soporte que el panel standard. Se pueden usar las dos juntas para lograr mayor sostén o uno solo, según las necesidades posturales del paciente. Se extiende desde la articulación sacrococcígea hasta por debajo de la espina escapular.

▶ Ortesis de muñeca y mano

Asiste al control motor fino, aumenta la estabilidad, baja la hipersensibilidad y brinda una mejor percepción sensorial de la muñeca-mano.



▶ Panel termomoldeable

TLSO con panel posterior de termoplástico rígido y moldeable por calor suave. Se extiende desde la articulación sacrococcígea hasta por debajo de la espina escapular.




▶ Ortesis de pierna

Brinda estabilidad a la pierna entera, aumenta la percepción de la extremidad, la coordinación y el feedback neurológico.

▶ Ortesis del cuerpo inferior

Largo hasta el tobillo o rodilla

Las ortesis de la parte inferior del cuerpo ayudan con la marcha y la estabilidad de todo el cuerpo cuando se combina con SPIO TLSO u ortesis del tronco superior.



▶ Contamos con todos los talles de productos SPIO, así como también realizamos prendas a medida.

