



Bipedestador prono Dondolino

Características

- Bipedestador prono/vertical con marco de aluminio que permite tilt anterior Dondolino 1: (0° -19°) y Dondolino 2: (0° -14°) ajustable a través de un pistón a gas que posibilita un ajuste continuo.
- Barras laterales con marcas numeradas que facilitan la configuración de ajuste.
- Soportes de tronco y pelvis regulables en circunferencia, altura y en profundidad.
- Soportes anteriores de rodilla con orificio para la rótula evitando la carga de peso regulables en altura, ancho, profundidad y ángulo.
- Topes posteriores de talones regulables en ancho y profundidad. Plataforma apoyapiés de madera de abedul regulable en altura.
- Mesa didáctica de madera de abedul removible y ajustable en altura, profundidad y ángulo.
- Ruedas (4) de 7,5 cm con frenos individuales.
- Regulación del dispositivo sin necesidad de herramientas.

Tamaño y accesorios

- Reductores de circunferencia de 3 cm de cada lado (944) y apoya cabeza
- Regulable en altura, inclinación y angulación antero - posterior (865).

