

Hybrid Elite	Hybrid Select
Base de goma espuma firme (células cerradas)	Base de goma espuma de mayor elasticidad
Insert de celdas (cónicas) de aire	Insert de celdas de aire planas de 3,8cm de altura a los costados, 5cm en zona isquiática
Insert de celdas de aire con 1 o 2 válvulas de inflado y hasta dos compartimentos	Insert de celdas con 1 válvula de inflado, y 3 compartimentos. El isquiático es removible
----	Control de Memoria ISOFLO
Insert de espuma blanda en parte anterior de muslos (confort)	----
Base contorneada para muslos	Base contorneada para pelvis (hondanada) y muslos
Cobertor 100% poliéster con costuras de poliuretano	Cobertor poliuretano con laminado 100% poliéster