



Almohadón Roho Hybrid Select

- Base de goma espuma de alta resistencia contorneada en muslos y hondanada pélvica que asegura la distribución hidrostática y 3,2 cm de inmersión.
- Celdas de aire planas, interconectadas de neoprene para mejor protección de la piel e inmersión, distribuidas en 3 compartimentos, dos laterales con 1,5" de altura y uno central en la zona isquiática con altura de 2", removible.
- Válvula ISOFLOR[®] que permite configurar la cantidad de aire en los tres compartimentos.
- La base de goma espuma presenta forma acanalada dando soporte a los muslos, brindando estabilidad lateral y alivio de presión al cóccix.
- Recorte de alivio de presión en la zona del cóccix.
- Límite de peso: 227 kg.
- Incluye inflador, manual y kit de reparación.

