



Respaldo SPEX – Altura Ajustable

Respaldo de estructura de base rígida de aluminio con ranuras y orificios que ayudan a la ventilación. Sistema de crecimiento, a través de una interfaz que se desliza hacia arriba permitiendo crecer hasta 10 cm adicionales. Recubre a esta base el sistema de bolsillos con cubos de gomaespuma que permite configurar el respaldo según en el lugar las asimetrías que presente el paciente. Contornos antideslizantes que impiden el movimiento de los cubos. Capa de gomaespuma reductora de presión que brinda contacto uniforme del tórax sobre el respaldo. Ambas capas de gomaespuma se extienden junto con el soporte rígido. Cobertor de doble capa, interna y externa. Regulable en alto y ángulo hasta 20°

Montaje cuádruple, a través de 4 soportes.

Límite de peso: 90-136 Kg

