

Respaldo Spex® Ajustable en Altura

Este nuevo estilo de carcasa de respaldo Spex, conserva todas las características ligeras pero resistentes de los soportes para la espalda de la línea e incorpora un ajuste de crecimiento de estilo único.

¡EL SOPORTE DE ESPALDA QUE SE ESTIRA PARA EL CRECIMIENTO FUTURO!

Este innovador estilo de carcasa de respaldo conserva toda su resistencia con un peso ligero, conservando las características de los respaldos Spex, además incorpora ajustes de crecimiento gracias a su estilo de carcasa único.

Este sistema de crecimiento tiene una interfaz deslizante superior que permite hasta 10 cm de ajuste de crecimiento adicional a la configuración inicial de la silla de ruedas. El respaldo puede crecer en altura a medida que el usuario crece. Algo muy efectivo, particularmente para pacientes pediátricos.

La unidad de espuma y tapicería se combinan para un ajuste de crecimiento más largo, lo que significa que no es necesario comprar diferentes tamaños de relleno a medida que el usuario crece.

La calota regulable en altura, está disponible con las siguientes opciones de acolchado:

- Espuma Vigor: para usuarios con posturas simétricas.
- Espuma de microcubos: para usuarios que requieren reducción de calor y comodidad.
- Acolchado de cubo contorneable Spex: para usuarios con asimetrías y que requieren reducción de presión.

APLICACIONES CLÍNICAS

Diseñado para el individuo que requiere:

- Capacidad de crecimiento futuro.
- Una altura específica de respaldo (sin necesidad de comprar un artículo personalizado)
- Múltiples aplicaciones o evaluaciones de usuarios.
- Usuarios pendientes de cirugía con cambios continuos en el asiento de su silla de ruedas.

FUNCIONAL

- Cuando un usuario de silla de ruedas crece, esto suele ser predominantemente en altura más que de ancho.
- El acolchado de espuma sigue los ajustes realizados.
- Disponible en tamaños para adaptarse a sillas de ruedas de 10" a 18".
- Disponible con relleno de espuma Vigour, Micro-cube y Spex.
- El ajuste de altura se puede realizar en el acto sin necesidad de piezas adicionales.

ACTUALIZACIÓN DE ESPUMA MICRO-CUBO

El flujo de aire proporciona gran transpirabilidad, con un control máximo de temperatura y humedad. Las celdas Micro-cubo proporcionan distribución de peso por zonas, mejorando la comodidad,



AJUSTES DE HERRAJES



Función de ajuste de altura



El acolchado se pliega debajo respaldo cuando en el rango de altura más bajo

El acolchado se extiende con respaldo cuando se extiende la altura


AJUSTE DE ANCHO CON SOPORTES DE MONTAJE CUÁDRUPLE



Para sillas de ruedas de ancho estrecho



Soportes de ajuste de ancho, con montaje cuádruple (también se puede utilizar con un solo montaje). Permite que el soporte de la espalda sea montado en una gran variedad de ancho de sillas de ruedas Permite 60 mm más estrecho. Ajuste de ancho en general.



CÓDIGOS DE PRODUCTO

Para pedir el producto, es ideal utilizar el código guía de soporte para la espalda. El ancho es el tamaño que se muestra al otro lado de la mesa, y la altura del respaldo, que se muestra a la izquierda, es el primer tamaño que se muestra en el área sombreada.

EJEMPLO

Para pedir una de 14" de ancho por soporte alto de 18", usted puede pedir 1414 o 1416, dependiendo de la ajustabilidad requerida.

Fabricado por:

spex

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Rehavita®