

Medidas Andador Posterior Kaye

Modelo	Altura de manijas (Suelo a trocanter)	Distancia entre manijas (profundidad/ancho)	Peso limite (kg)
Cuadro estandar			
W1/2B	36 a 50 cm	22.8 / 34 cm	27
W1B	42 a 55 cm	22.8 / 34 cm	27
W2B	48 a 63 cm	24 / 34 cm	39
W3B	58 a 76 cm	26.6 / 38 cm	60
W4B	72 a 91 cm	34.3 / 40 cm	95
W5C	90 a 104 cm	38 / 47 cm	113

ANDADOR DE 2 RUEDAS						
Modelo	Asiento	Abductor	Ruedas Todo Terreno	Apoyoantebraquial	Pad central	Estabilizador Pelvico
Ruedas delanteras fijas y regatones traseros						
W1/2B	W1S	LA1	N/A	FSS	EA2	PS2H
W1B	W1S	LA1	W1BAC	FSS	EA2	PS2H
W2B	W2S	LA2	W2BAC	FSS	EA2	PS2H
W3B	W3S	LA3	W3BAC	FSS	EA3	PS3H
W4B	W4S	LA4	W4BAC	FSM	EA3	PS3H
W5C	5CH	N/A	W4BAC	FSM	EA3	PS4H