

Medidas Andador Posterior Kaye con Asiento

ANDADOR DE 2 RUEDAS con DELANTERAS FIJAS						
Modelo	Altura de manijas (Suelo a trocater)	Distancia entre manijas (profundidad/ancho)		Peso limite (kg)		
<u>Cuadro 2 ruedas con Asiento</u>						
W1/2BH	36 a 50 cm	22.8 / 34 cm		27		
W1BH	42 a 55 cm	22.8 / 34 cm		27		
W2H	50 a 66 cm	28 / 41 cm		39		
W3H	64 a 81 cm	30 / 48 cm		60		
W4H	78 a 94 cm	35 / 53 cm		82		
W5H	90 a 104 cm	34 / 50 cm		113		

ANDADOR DE 4 RUEDAS con DELANTERAS FIJAS						
Modelo	Asiento	Abductor	Ruedas Todo Terreno	Apoyoantebraquial	Pad central	Estabilizador Pelvico
<u>Ruedas delanteras fijas y ruedas traseras anti retroceso, Asiento</u>						
W1/2BHR	Incluido	LA1	N/A	FSS	EA2	PS2H
W1BHR	Incluido	LA1	W1BAC	FSS	EA2	PS2H
W2HR	Incluido	N/A	W2HAC	FS2H	EA2	PS2H
W3HR	Incluido	N/A	W3HAC	FS3H	EA3	PS3H
W4HR	Incluido	N/A	W4HAC	FS4H	EA3	PS4H
W5HR	Incluido	N/A	W5HAC	N/A	EA3	PS4H

ANDADOR DE 4 RUEDAS con DELANTERAS GIRATORIAS						
Modelo	Asiento	Abductor	Ruedas Todo Terreno	Apoyoantebraquial	Pad central	Estabilizador Pelvico
<u>Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras anti retroceso, Asiento</u>						
W1/2BHS	Incluido	LA1	N/A	FSS	EA2	PS2H
W1BHS	Incluido	LA1	W1BAC	FSS	EA2	PS2H
W2HS	Incluido	N/A	W2HAC	FS2H	EA2	PS2H
W3HS	Incluido	N/A	W3HAC	FS3H	EA3	PS3H
W4HS	Incluido	N/A	W4HAC	FS4H	EA3	PS4H
W5HS	Incluido	N/A	W5HAC	N/A	EA3	PS4H