

# Action<sup>®3</sup> NG



Un diseño moderno con más  
opciones de configuración.



La gama de sillas de aluminio **Action** siempre ha sido una referencia en el segmento de sillas semi activas. La nueva **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** sigue en esta línea ya que ofrece más funcionalidad y confort con un alto grado de fiabilidad y unos resultados óptimos en cuanto a movilidad y estabilidad. Gracias a su diseño moderno y una gran compatibilidad con las otras sillas de la familia **Action<sub>NG</sub>**, la **Action<sup>3</sup>** se ha convertido en un modelo estrella en el mercado de sillas de aluminio.

- Peso reducido gracias a su chasis de aluminio
- Mayor estabilidad para un desplazamiento confortable
- Diseño más moderno



### Transportable

Con un peso de transporte reducido (7,6 kg), un sistema de plegado por cruceta y un respaldo partido (opcional), la silla **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** es fácil de plegar y desmontar para poder llevarla a cualquier sitio.

### Funcionalidad

Para Invacare la innovación es fundamental. Por eso, la **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** incorpora una cruceta que facilita el plegado de la silla e incrementa su estabilidad. Además, el diseño de la paleta ofrece más superficie para los pies e incrementa el confort del usuario.

### Adaptable y modular

La **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** es el ejemplo perfecto de silla modular con una amplia gama de opciones disponibles para adaptarse a las necesidades actuales y futuras del usuario. Este modelo de calidad comprobada es una referencia en el mercado : el usuario sabe que puede confiar en esta silla para incrementar su autonomía en el día a día.

### A medida

Una nueva gama de colores y un diseño mejorado del tapizado del respaldo ofrecen aún más oportunidades para que los usuarios adapten la silla a sus necesidades. El nuevo tapizado del respaldo bi-material negro se adapta a los tubos traseros para mayor comodidad y este tapizado ahora incluye un soporte lumbar ajustable en altura para dar un mayor soporte a los usuarios.





## Características y opciones



### Características y opciones

Con un peso de tan solo 14,2 kg. y 7,6 kg. en transporte (versión auto-propulsable, sin los reposapiernas, reposabrazos y ruedas traseras) la **Action<sup>5</sup><sub>NG</sub>** esta pensada para aquellos que necesitan una silla plegable, transportable y que se pueda guardar en cualquier rincón.



### Palanca de freno

La palanca de freno es fácilmente abatible para hacer las transferencias con mayor comodidad.



### Reposapiernas elevables

Con compensación ergonómica, son regulables en ángulo mediante palanca posicionadora.



### Protectores de ropa

Protectores de ropa con una zona abierta para facilitar las transferencias.



### Reposabrazos extraíble

Nuevo diseño del sistema de apertura para asegurar que el reposabrazos se se puede abatir con facilidad y suavidad, incluso para usuarios con funcionalidad limitada en las manos.



### Respaldo reclinable\*

Respaldo reclinable por cremallera o pistón de gas como opción para mejorar el posicionamiento.



### Reposabrazos tubular

Ahora como opción en la **Action<sup>5</sup><sub>NG</sub>** para conseguir más soporte con un diseño activo.



### Nuevo soporte de rueda trasera de color negro (20 posiciones)

5 posiciones en altura y 4 longitudinales permiten modificar la altura y el ángulo de asiento así como el centro de gravedad.

## Características y opciones



### Tapizado BI-material

El nuevo tapizado del respaldo se adapta mejor a los tubos traseros para mayor comodidad y el respaldo ahora incluye un soporte lumbar ajustable en altura para dar un mayor soporte a los usuarios.



### Versión transit

La versión transit (ruedas 12") está disponible para usuarios más dependientes que no se pueden autopropulsar.



### Una nueva gama de colores

4 nuevos colores modernos y alegres para personalizar su silla **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>**: Púrpura hipnótico, Negro mate, Azul Pop, Rojo mate



### Nueva versión **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Light**

1,2 kg. más ligera que la silla **Invacare Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>**. Ofrece muchas opciones de configuración según el grado de independencia del usuario (consultar catálogo).



### Invacare **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub> Comfort**

Asiento y respaldo reclinable de Dartex®, reposapiernas elevables 0° a 80° y reposabrazos desmontables acolchados.



### Ruedas delanteras

Las ruedas delanteras están disponibles en 5", 6" y 8" neumáticas o macizas. Nueva cubierta negra disponible.



### Apoyacabezas

Disponemos de gama completa de apoyacabezas Roho y Comfort Company, con soportes multiajustables y opciones de almohadillas para un posicionamiento óptimo.



## Características y opciones



### Kit doble aro (hemiplejía)

Kit doble aro con sistema de desmontaje rápido para poder plegar la silla. Permite manejar la silla con una sola mano. Montado a la derecha o a la izquierda.



### Palanca de conducción unilateral

Permite a usuarios con hemiplejía dirigir la silla hacia adelante, atrás o girar con una sola mano.

### Diferentes tipos de respaldos

Además del respaldo fijo (0° o 7°), la silla **Action<sup>3</sup>NG** dispone de 3 tipos de respaldos diferentes para responder a las necesidades del usuario:

- ① Respaldo partido,
- ② Reclinable por cremallera,
- ③ Reclinable por pistón de gas



### Almohadones

Posibilidad de incluir alguna opción de nuestra variada línea de almohadones Roho o Comfort Company.



### Apoyabrazos

① Abatible, desmontable, ② abatible, desmontable, ajustable en altura, ③, ④ y ⑤ desmontable, ajustable en altura y ⑥ hemi.



### Dispositivo antivuelco

Con o sin pisapié. Proporciona estabilidad en pendientes o suelos irregulares.



### Mesita transparente

Muy útil para las comidas o actividades como la lectura.



### Cinturón pélvico

Este cinturón como opción ofrece mayor seguridad, confort y soporte.



## Datos técnicos <sup>1</sup>

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	Ancho de asiento	Profundidad asiento	Ángulo de asiento	Altura asiento	Ángulo respaldo	Altura respaldo	Ángulo parte delantera del chasis
<b>Auto-propulsable</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 /	0° / 3° / 6°	385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30°	380 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°
<b>Transit</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30°	380 - 460 mm	80° / 0 - 80° / 90°

	Regulación de los reposapiés	Altura reposabrazos	Ancho total	Ancho plegada	Largo total	Largo total sin reposapiés	Alto total
<b>Auto-propulsable</b>	330 - 460 / 440 - 510 mm (tubo largo)	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ancho asiento + 190 mm	295 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm
<b>Transit</b>	330 - 460 / 440 - 510 mm (std)	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ancho asiento + 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm	920 - 1050 mm

	Pendiente máxima	Radio de giro	Peso máximo del usuario	Peso total	Peso de transporte
<b>Auto-propulsable</b>	9°	870 mm	125 kg	14.2 kg	7.6 kg
<b>Transit</b>	9°	870 mm	125 kg	13.5 kg	10.7 kg

1. Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros.

2. Los modelos Action3 Comfort, Action3 palanca de conducción unilateral y Action3 doble aro, tienen medidas y pesos diferentes.



## Color chasis

Púrpura hipnótico



Blanco perla



Negro Mate



Gris pizarra



Azul pop



Verde eléctrico



Rojo mate



Negro antracita



Nylon negro



## Tapizado

Fabricado por:



📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA

☎ (011) 5365-8080 📞 (+54911) 2328-6958

✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita®