



Confidence in posture solutions

# Azalea®



rea

## Azalea® Base

La base perfecta para silla de ruedas  
con asientos a medida



**Azalea Base** está diseñada para usuarios que buscan una unidad de asiento alternativa combinada con una base de silla de ruedas con basculación y compensación del centro de gravedad de primera. Con un ancho de asiento disponible de 340 mm, la silla es más ancha en la parte trasera del asiento, ofreciendo la posibilidad de utilizar sistemas de asiento más grandes en chasis más pequeños. Ofrece basculación de 25° con transferencia de peso que asegura una confiable estabilidad al usuario. Ancho de asiento desde 340 mm. Reclinación del respaldo hasta 30° con husillo opcional o mediante pistón de gas. La rueda trasera permite tres posiciones. Admite todos los accesorios posturales tales como respaldo, almohadones y apoyacabezas.

## Adaptación del asiento

**Azalea Base** está específicamente diseñada para incorporar asientos hechos a medida, gracias a un espacio extra en la parte trasera del armazón del asiento. El respaldo puede ajustarse en su ángulo, y ofrece una mayor reclinación que puede realizarse a través de un tornillo o un pistón de gas, operado por el asistente.

El ancho del asiento se puede ajustar desde el reposabrazos y las piernas, y la profundidad se puede adaptar a través del asiento telescópico. Estas características aseguran que la sillas Azalea se adaptan fácilmente a diferentes formas de asiento.

## Funciones y opciones



### Colocación de elementos

El asiento ofrece varios agujeros de fijación, con mayor espacio abierto en la parte trasera.



### Accesorio de arnés

Se incluyen las opciones para diferentes tipos de arneses.



### Placa de asiento con cuña giratoria

Permite acceder a un ángulo mayor o menor a 5°, utilizando el plato con cuña.

## Datos técnicos

Para más información previa a la compra de este producto, no dude en consultarnos.

|                    | Ancho del asiento                                      | Profundidad del asiento                   | Altura del asiento                         | Altura del respaldo       | Altura reposabrazos     | Regulación del reposapiés | Ángulo del asiento                             | Ángulo del respaldo                 |
|--------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Azalea Base</b> | 340 <sup>1</sup> /390/<br>440/ 490 mm<br>(+ 50/100 mm) | 380 - 450 mm <sup>1</sup><br>430 - 500 mm | 400/450 mm                                 | 600 <sup>1</sup> / 700 mm | 240 - 360 mm            | 330 - 500 mm              | -1° to 23°<br>(22 / 24")<br>(+1° to 25°) (16") | 0° - +30°                           |
|                    | Ancho Total  | Alto Total                                | Largo Total                                | Peso Total                | Peso máximo del usuario | Peso de transporte        | Prueba de choque                               | Pendiente máxima para freno de mano |
| <b>Azalea Base</b> | SW + 220 mm<br>(SW + 230 mm)                           | 1300 <sup>1</sup> /<br>1400 mm            | 930 - 1040 <sup>1</sup> /<br>950 - 1070 mm | 20 kg                     | Max 135 kg              | 15 kg                     | ISO 7176-19                                    | 7°                                  |

1. Rea Azalea Minor tiene dimensiones más pequeñas.

2. Prueba de choque en configuraciones específicas

Fabricado por:



Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958  
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Reh&vita®