

Reh&vita

permobil

TILITE MANUAL WHEELCHAIRS

# AERO X

SENCILLEZ  
MULTIFACETICA.

La AeroX cuenta con un innovador diseño modular con líneas modernas limpias y configurables. Con múltiples configuraciones que incluyen opciones para gente con alto peso, hemi y amputados. Añade una dinámica de balanceo superior y ajuste total, y obtienes una AeroX que sobresale en rendimiento y precio.





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del Cuadro	Cuadro Plegable Modular de Aluminio Totalmente Ajustable
Ancho Total Plegable*	27cm
Ancho Total de la Silla*	57cm
Ancho del Asiento	30.5cm – 55.8cm
Profundidad del Asiento	30.5cm – 50.8cm
Altura del Asiento Delantero	34cm – 54cm
Altura del Asiento Trasero	33cm – 50.8cm
Ángulo del Marco Delantero	Frente Fijo – 70°, 80°, o 85° Desmontable – 70°, 80°, 85°, o 90°
Tipo de Respaldo	<i>Respaldo Ajustable Plegable</i> Altura Ajustable 28cm – 52cm Ángulo Ajustable 80° – 101°  <i>Asiento Trasero Fijo</i> Altura Ajustable 28cm – 51cm

Camber	0°, 2°, 4°, o 6°
Ajuste del Centro de Gravedad	15cm
Opcion Transit	Abrazadera de Sujecion para Transporte
Peso de Transporte*	Frente Fijo – 6 kgs Desmontable – 7 kgs
Limite de Peso	120 kgs Estándar 158 kgs Reforzado
Código HCPCS	K0005
Garantía	Cinco Años en el Cuadro y Un Año en las Piezas TiLite

\* Pesos y anchos basados en silla de 40cm x 40cm con camber de 0°, espacio mínimo en rueda trasera y todas las características estándar. Las ruedas traseras no están incluidas en el peso del transporte. Como referencia, un par de ruedas traseras estándar de 24" pesa 3.5kgs

## DISEÑO MODULAR.

Optimice su viaje con una configuración personalizada. El diseño modular de esta silla le permite agregar opciones, incluyendo sistemas de asientos, cambiar los extremos frontales fijos y oscilantes y aumentar el ancho y/o la profundidad de la silla para satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes.

## CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA.

La configuración personalizada le permite agregar opciones y componentes a su silla para satisfacer sus necesidades y optimizar su experiencia de conducción. Esto incluye opciones de ruedas, aros de empuje, neumáticos, frenos, color, tatuajes y más. TiLite ofrece más opciones que cualquier otro fabricante.

## OPCIONES DE COLORES

### PINTURA DE ALTO BRILLO



Rojo  
TiLite

Borgoña

Rosa  
Neón

Negro

### PINTURA MATE



Azul

Gris  
Titanio

Negro

### PINTURA METÁLICA



Rojo

Mandarina

Verde  
Ácido

Azul  
Océano

### PINTURA DE CARAMELO



Rojo Rubí

Azul  
Celeste

Ciruela

### PINTURA PERLAS



Azul

Blanco

Fabricado por:

**permobil**

● Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
☎ (011) 5365-8080 📞 (+54911) 2328-6958  
✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

**Reh&vita**