

Reh&vita

permobil

TILITE MANUAL WHEELCHAIRS

# AERO Z

SER ESTANDAR NO  
ESTÁ EN NUESTRO ADN.

Aquí es donde comienza TiFit. El marco de aluminio de AeroZ esta construido perfectamente a tu medida. Utilizamos los diseños mas avanzados asistidos por computadora, para crear una silla que optimice el ajuste y el desempeño. TiFit... no es estándar.







## TIFIT. ERGONOMIA PERSONAL.

La diferencia entre una silla TiFit® y todas las demás sillas es que una silla TiFit es como una prótesis: Cada marco está hecho a medida. Una silla TiFit ofrece un rendimiento y una función incomparables. Usted sentirá la diferencia en todo lo que hace. TiFit ... no es estándar.

## CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA.

La configuración personalizada le permite agregar opciones y componentes a su silla para satisfacer sus necesidades y optimizar su experiencia en el andar. Esto incluye opciones de ruedas, aros de empuje, neumáticos, frenos, color, tatuajes y más. TiLite ofrece más opciones que cualquier otro fabricante.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del Cuadro	Aluminio Mono-Tubo Rígido TiFit Totalmente Ajustable
Ancho Total de la Silla*	58.4cm
Ancho del Asiento	25.4cm – 50.8cm
Profundidad del Asiento	25.4cm – 50.8cm
Altura del Asiento Delantero	40.6cm – 53.3cm
Altura del Asiento Trasero	31.7cm – 50.8cm
Ángulo del Marco Delantero	70°, 75°, 80°, 85°, o 90°
Tipo de Asiento Trasero	Asiento Trasero Plegable Altura Ajustable 21.6cm – 53.5cm Ángulo Ajustable 80° – 101°
Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8° o 12°

Ajuste del Centro de Gravedad	15.2cm
Ancho del Asiento Delantero [Seat Taper]	0cm, 3.8cm, 6.3cm
Opcion Transit	Anclaje para Transporte
Peso de Transporte*	5.6 kgs
Limite de Peso	120.2 kgs
Código HCPCS	K0005
Garantía	Cinco Años en el Cuadro y Un Año en las Piezas TiLite

\* Pesos y anchos basados en silla de 40cm x 40cm con camber de 0°, espacio mínimo en rueda trasera y todas las características estándar. Las ruedas traseras no están incluidas en el peso del transporte. Como referencia, un par de ruedas traseras estándar de 24" pesa 3.5kgs.

## OPCIONES DE COLORES

### PINTURA DE ALTO BRILLO



Rojo  
TiLite

Borgoña

Rosa  
Neón

Negro

### PINTURA MATE



Azul

Gris  
Titano

Negro

### PINTURA DE CARAMELO



Rojo Rubí

Azul  
Celeste

Ciruela

### PINTURA PERLAS



Azul

Blanco

### PINTURA METÁLICA



Rojo

Mandarina

Verde  
Ácido

Azul  
Océano

### COLORES ANODIZADOS



Rojo

Naranjado

Zafiro

Ultravioleta

Fucsia

Negro

Fabricado por:

**permobil**

● Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
 ☎ (011) 5365-8080 ☎ (+54911) 2328-6958  
 ✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh**h**avita®