

# TiLite Pilot



permobil





## Especificaciones

Características del cuadro	Cuadro de aluminio de 1" con protectores laterales de carbono	Altura del respaldo	27,5 a 32,5 cm
Ancho del asiento	22 - 35 cm	Ajuste del centro de gravedad	1 - 8,75 cm
Profundidad del asiento	22 - 38 cm	Opciones de tránsito	Sí
Altura delantera del asiento	30 - 41 cm	Peso de la silla	5 kg
Altura trasera del asiento	30 - 40 cm	Límite de peso	55 kg estándar
		Distancia del asiento al apoyapiés	7,5 - 36 cm

## Colores del Marco



Verde Metálico



Rosa



Violeta Metalizado



Azul Metálico



Zafiro



Negro



Rojo



Violeta

## Colores Anodizados

Fabricado por:

**permobil**

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA

☎ (011) 5365-8080 📞 (+54911) 2328-6958

✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

**Reh&vita**