

Reh**o**vita

permobil

TILITE MANUAL WHEELCHAIRS

TRA

**RODAR MEJOR.
VIVIR MEJOR.**

Con el poder y el estilo del marco doble tubo de titanio, con la precisión y la completa ajustabilidad de TiFit, el rodado de la TRA es mejor. El resultado es el mejor desempeño y confort construido alrededor de uno.





TIFIT. ERGONOMIA PERSONAL.

La diferencia entre una silla TiFit® y todas las demás sillas es que una silla TiFit es como una prótesis: Cada marco está hecho a medida. Una silla TiFit ofrece un rendimiento y una función incomparables. Usted sentirá la diferencia en todo lo que hace. TiFit ... no es estándar.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA.

La configuración personalizada le permite agregar opciones y componentes a su silla para satisfacer sus necesidades y optimizar su experiencia en el andar. Esto incluye opciones de ruedas, aros de empuje, neumáticos, frenos, color, tatuajes y más. TiLite ofrece más opciones que cualquier otro fabricante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del Cuadro	Titanio Doble-Tubo Rígido TiFit Ajuste Limitado
Ancho Total de la Silla*	58.4cm
Ancho del Asiento	30.4cm – 50.8cm
Profundidad del Asiento	30.4cm – 50.8cm
Altura del Asiento Delantero	38.1cm – 53.3cm
Altura del Asiento Trasero	33cm – 53.3cm
Ángulo del Marco Delantero	70°, 75°, 80°, 85°, o 90°
Tipo de Asiento Trasero	Asiento Trasero Plegable Altura Ajustable 21.6cm – 53.5cm Ángulo Ajustable 80° – 101°
Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8° o 12°

Ajuste del Centro de Gravedad	12.7cm
Ancho del Asiento Delantero (Seat Taper)	0cm, 2.5cm, 5cm, 7.6cm
Opcion Transit	Q-Straint Bloqueante Aprobado
Peso de Transporte*	5 kgs
Limite de Peso	120.2 kgs Estándar 158.7 kgs Reforzado
Código HCPCS	K0005
Garantía	Cinco Años en el Cuadro y Un Año en las Piezas TiLite

* Pesos y anchos basados en silla de 40cm x 40cm con camber de 0°, espacio mínimo en rueda trasera y todas las características estándar. Las ruedas traseras no están incluidas en el peso del transporte. Como referencia, un par de ruedas traseras estándar de 24" pesa 3.5kgs.

OPCIONES DE COLORES

PINTURA DE ALTO BRILLO



Rojo
TiLite

Borgoña

Rosa
Neón

Negro

PINTURA MATE



Azul

Gris
Titano

Negro

PINTURA DE CAMELO



Rojo Rubí

Azul
Celeste

Ciruela

NATURAL



Titanio
Satinado

Titanio
Pulido

PINTURA METÁLICA



Rojo

Mandarina

Verde
Ácido

Azul
Océano

COLORES ANODIZADOS



Rojo

Naranja

Zafiro

Ultravioleta

Fucsia

Negro

PINTURA PERLAS



Azul

Blanco

Fabricado por:

permobil

● Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
 ☎ (011) 5365-8080 ☎ (+54911) 2328-6958
 ● ventas@rehavita.com.ar ● www.rehavita.com.ar

Reh&vita