

Reh&vita

permobil

TILITE MANUAL WHEELCHAIRS



ZR

**DISEÑO INIGUALABLE.
BELLEZA INNEGABLE.**

El cuadro minimalista de 1,25" mono-tubo de la ZR combinado con la artesanía TiFit, resalta en una silla que solo puede ser TiLite. La amortiguación avanzada de las vibraciones del titanio y el marco de diseño único provee el perfecto balance entre confort y fuerza.



TIFIT. ERGONOMIA PERSONAL.

La diferencia entre una silla TiFit® y todas las demás sillas es que una silla TiFit es como una prótesis: Cada marco está hecho a medida. Una silla TiFit ofrece un rendimiento y una función incomparables. Usted sentirá la diferencia en todo lo que hace. TiFit ... no es estándar.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA.

La configuración personalizada le permite agregar opciones y componentes a su silla para satisfacer sus necesidades y optimizar su experiencia en el andar. Esto incluye opciones de ruedas, aros de empuje, neumáticos, frenos, color, tatuajes y más. TiLite ofrece más opciones que cualquier otro fabricante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del Cuadro	Titanio Mono-Tubo Rígido TiFit Ajuste Limitado	Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8° o 12°
Ancho Total de la Silla*	58.4cm	Ajuste del Centro de Gravedad	5.7cm
Ancho del Asiento	25.4cm – 50.8cm	 Ancho del Asiento Delantero (Seat Taper)	0cm, 3.8cm, 6.3cm
Profundidad del Asiento	25.4cm – 50.8cm	 Asiento Ergonomico	10.1cm – 25.4cm
Altura del Asiento Delantero	40.6cm – 53.3cm	Opcion Transit	Abrazadera para Transporte
Altura del Asiento Trasero	31.7cm – 50.8cm	Peso de Transporte*	4.2 kgs
Ángulo del Marco Delantero	70°, 75°, 80°, 85°, o 90°	Limite de Peso	120 kg Estándar 136 kg Reforzado
Tipo de Asiento Trasero	Asiento Trasero Plegable Altura Ajustable 21.6cm – 53.5cm Ángulo Ajustable 80° – 101° Asiento Trasero Fijo Altura Fija 12.7cm – 50.8cm Ángulo Fijo 80° – 101°	Garantía	Cinco Años en el Cuadro y Un Año en las Piezas TiLite

* Pesos y anchos basados en silla de 40cm x 40cm con camber de 0°, espacio mínimo en rueda trasera y todas las características estándar. Las ruedas traseras no están incluidas en el peso del transporte. Como referencia, un par de ruedas traseras estándar de 24" pesa 3.5kgs.

OPCIONES DE COLORES

PINTURA DE ALTO BRILLO



Rojo TiLite Borgoña Rosa Neón Negro

PINTURA MATE



Azul Gris Titanio Negro

PINTURA DE CAMELO



Rojo Rubí Azul Celeste Ciruela

NATURAL



Titanio Satinado Titanio Pulido

PINTURA METÁLICA



Rojo Mandarina Verde Ácido Azul Océano

COLORES ANODIZADOS



Rojo Naranja Zafiro Ultravioleta Fucsia Negro

PINTURA PERLAS



Azul Blanco

Fabricado por:

permobil

● Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
☎ (011) 5365-8080 ☎ (+54911) 2328-6958
✉ ventas@rehavita.com.ar ● www.rehavita.com.ar

Reh&vita