

Reh**o**vita

permobil

TILITE MANUAL WHEELCHAIRS



# TWIST

JUGAR. REIR. CRECER.

Diseñado desde un primer momento para niños, la TWIST incentiva la exploración, la independencia, y si, también el juego. No hay piezas o kits de crecimiento para comprar. En cambio, la TWIST crece con vos.



## CRECIMIENTO INCORPORADO

Otras sillas dicen que crecen, pero se requieren piezas o kits de crecimientos nuevos. Con la TWIST, el crecimiento se encuentra incorporado. El tamaño comienza desde 20 cm x 20 cm. hasta 38 cm x 40 cm. La TWIST ofrece 5 cm de crecimiento en ancho del asiento y 7.6 cm en profundidad de asiento.

## CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA.

La configuración personalizada le permite agregar opciones y componentes a su silla para satisfacer sus necesidades y optimizar su experiencia en el andar. Esto incluye opciones de ruedas, aros de empuje, neumáticos, frenos, color, tatuajes y más. TiLite ofrece más opciones que cualquier otro fabricante.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del Cuadro	Aluminio Mono-Tubo Rígido Ajustable al Crecimiento Ajuste Completo	Tipo de Asiento Trasero	Asiento Trasero Plegable Altura Ajustable 21.6 cm-53.3 cm Ángulo Ajustable 80°- 101°
Ancho Total de la Silla*	48.2 cm	Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8°, o 12°
Ancho del Asiento	20.3 cm – 38.1 cm (5 cm de crecimiento ajustable de ancho de asiento)	Ajuste del Centro de Gravedad	15.2 cm
Profundidad del Asiento	20.3 cm – 40.6 cm (7.6 cm de crecimiento ajustable de profundidad del asiento)	Opciones Transit	Anclaje para Transporte
Altura del Asiento Delantero	33 cm – 50.8 cm (hasta 5.7 cm de crecimiento ajustable en altura de asiento delantero)	Peso de Transporte*	5.4 kgs
Altura del Asiento Trasero	30.4 cm – 49.5 cm (hasta 8.9 cm de crecimiento ajustable en altura de asiento trasero)	Limite de Peso	74.8 kgs
Ángulo de Marco Delantero	70°, 80° o 90°	Código HCPCS	E1235, E1237
		Garantía	Cinco Años en el Cuadro y Un Año en las Piezas TiLite

\* Pesos y anchos basados en silla de 30.5 cm x 30.5 cm con camber de 0°, espacio mínimo en rueda trasera y todas las características estándar. Las ruedas traseras no están incluidas en el peso del transporte. Como referencia, un par de ruedas traseras estándar de 22" pesa 3.2 kg.

## OPCIONES DE COLORES

### PINTURA DE ALTO BRILLO



Rojo TiLite Borgoña Rosa Neón Negro

### PINTURA MATE



Azul Gris Titanio Negro

### PINTURA DE CAMELO



Rojo Rubí Azul Celeste Ciruela

### PINTURA PERLAS



Azul Blanco

### PINTURA METÁLICA



Rojo Mandarina Verde Ácido Azul Océano

### COLORES ANODIZADOS



Rojo Naranja Zafiro Ultravioleta Fucsia Negro

Fabricado por:

**permobil**

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
 ☎️ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958  
 📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

**Reh&vita**