

Reh&vita

permobil

TILITE MANUAL WHEELCHAIRS



ZRA

EXELENIA EN LA CALIDAD DEL ANDAR.

Experimente la tecnología vanguardista detrás del cuadro mono-tubo 1.25" de titanio que perdurara de por vida, con una incomparable calidad en el andar.

Específicamente seleccionado por su durabilidad y características de desempeño, nuestro titanio te coloca por delante del resto.



TIFIT. ERGONOMIA PERSONAL.

La diferencia entre una silla TiFit* y todas las demás sillas es que una silla TiFit es como una prótesis: Cada marco está hecho a medida. Una silla TiFit ofrece un rendimiento y una función incomparables. Usted sentirá la diferencia en todo lo que hace. TiFit ... no es estándar.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA.

La configuración personalizada le permite agregar opciones y componentes a su silla para satisfacer sus necesidades y optimizar su experiencia en el andar. Esto incluye opciones de ruedas, aros de empuje, neumáticos, frenos, color, tatuajes y más. TiLite ofrece más opciones que cualquier otro fabricante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del Cuadro	Titanio Mono-Tubo Rígido TiFit Ajuste Limitado
Ancho Total de la Silla*	58.4 cm
Ancho del Asiento	25.4 cm – 50.8 cm
Profundidad del Asiento	25.4 cm – 50.8 cm
Altura del Asiento Delantero	40.6 cm – 53.3 cm
Altura del Asiento Trasero	31.7 cm – 50.8 cm
Ángulo del Marco Delantero	70°, 75°, 80°, 85°, o 90°
Tipo de Asiento Trasero	Asiento Trasero Plegable Altura Ajustable 21.6 cm – 53.5 cm Ángulo Ajustable 80° – 101°
Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8° o 12°

Ajuste del Centro de Gravedad	15.2 cm
Ancho del Asiento Delantero (Seat Taper)	0cm, 3.8 cm, 6.3 cm
Opcion Transit	Anclaje para Transporte
Peso de Transporte*	4.8 kgs
Limite de Peso	120 kg Estándar 136 kg Reforzado
Garantía	Cinco Años en el Cuadro y Un Año en las Piezas TiLite

* Pesos y anchos basados en silla de 40 cm x 40 cm con camber de 0°, espacio mínimo en rueda trasera y todas las características estándar. Las ruedas traseras no están incluidas en el peso del transporte. Como referencia, un par de ruedas traseras estándar de 24" pesa 3.5 kgs.

OPCIONES DE COLORES

PINTURA DE ALTO BRILLO



Rojo TiLite Borgoña Rosa Neón Negro

PINTURA MATE



Azul Gris Titanio Negro

PINTURA DE CARAMELO



Rojo Rubí Azul Celeste Ciruela

NATURAL



Titanio Satinado Titanio Pulido

PINTURA METÁLICA



Rojo Mandarina Verde Ácido Azul Océano

COLORES ANODIZADOS



Rojo Naranja Zafiro Ultravioleta Fucsia Negro

PINTURA PERLAS



Azul Blanco

Fabricado por:

permobil

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA

(011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958

ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Reh&vita