

Respaldos

Matriz de comparación



permobil



Comfort
ACTA-BACK®



Comfort
ACTA-EMBRACE®



Comfort
ACTA-BACK® Deep



Comfort
ACTA-Relief®

Codificación	Posicionamiento posterior	Posicionamiento posterior	Posicionamiento posterior, posterior lateral	Posicionamiento posterior, posterior lateral
Ancho	30.5 cm - 61 cm (incrementos de 5 cm)	25.4 cm - 61 cm (incrementos de 5 cm)	30.5 cm - 61 cm (incrementos de 5 cm)	35.5 cm - 50.8 cm (incrementos de 5 cm)
Largo / Altura	25.4 cm - 55.8 cm (incrementos de 5 cm)	25.4 cm - 55.8 cm (incrementos de 5 cm)	30.5 cm - 55.8 cm (incrementos de 5 cm)	25.4 cm - 55.8 cm (incrementos de 5 cm)
Contorno	—	—	7.6 cm, 12.7 cm, 7" deep wing	—
Carcasa	Aluminio moldeable	Aluminio	Aluminio moldeable	Aluminio
Hardware	2 pt y 4 pt Quite rápido 2 pt y 4 pt Fijo Montaje para silla motorizada	2 pt y 4 pt Quite rápido 2 pt y 4 pt Fijo Montaje para silla motorizada	2 pt y 4 pt Quite rápido 2 pt y 4 pt Fijo Montaje para silla motorizada	2 pt y 4 pt Quite rápido 2 pt y 4 pt Fijo Montaje para silla motorizada
Material	3 capas de espuma	2 capas de espuma	3 capas de espuma	Foam, BOA® Fit System
Opciones de funda	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®
Capacidad de peso	25.4-45.7 cm ancho - 113.3 kg 50.8 cm ancho - 136 kg 55.8 cm ancho - 158.7 kg 61 cm ancho - 181.4 kg	25.4-45.7 cm ancho - 113.3 kg 50.8 cm ancho - 136 kg 55.8 cm ancho - 158.7 kg 61 cm ancho - 181.4 kg	25.4-45.7 cm ancho - 113.3 kg 50.8 cm ancho - 136 kg 55.8 cm ancho - 158.7 kg 61 cm ancho - 181.4 kg	35.5 - 45.7 cm ancho - 113.3 kg 50.8 cm ancho - 136 kg
Apoyacabezas	Si	Si	Si	Si
Laterales	Si	Si	No	Si
Garantía	Funda: 6 meses Carcasa, herrajes y espuma: 60 meses	Funda: 6 meses Carcasa, herrajes y espuma: 60 meses	Funda: 6 meses Carcasa, herrajes y espuma: 60 meses	Funda: 6 meses Carcasa, herrajes y espuma: 60 meses
Complementos	Ribete de color, bordados, Solapa de privacidad	Ribete de color, bordados, Solapa de privacidad	Ribete de color, bordados, Solapa de privacidad	Ribete de color, bordados, Solapa de privacidad



Comfort
ACTA-BACK® Contour



ROHO®
AGILITY® Active
aluminio Min &
Mid Contour



ROHO®
AGILITY® Active
Carbon Min & Mid
Contour



ROHO®
AGILITY® Standard
Series Max Contour

Codificación	Posicionamiento plano de espalda, con soportes laterales	Posicionamiento plano de espalda, con soportes laterales	Posicionamiento plano de espalda, con soportes laterales	Posicionamiento plano de espalda, con soportes laterales
Ancho	40.6 cm - 61 cm (incrementos de 5 cm)	35.5 cm - 45.7 cm (incrementos de 2.5 cm)	35.5 cm - 45.7 cm (incrementos de 2.5 cm)	35.5 cm - 50.8 cm (incrementos de 2.5 cm)
Largo / Altura	40.6 cm - 55.8 cm (incrementos de 5 cm)	20.3 cm, 25.4 cm	25.4 cm, 17.6 cm, 40.6 cm	40.6 cm, 45.7 cm, 50.8 cm
Contorno	12.7 y 20.3 cm contorno profundo	10.1 cm 14 cm	10.1 cm 14 cm	17.7 cm
Carcasa	Aluminio moldeable	Aluminio	Fibra de Carbono	Aluminio
Hardware	2 pt y 4 pt Quite rápido 2 pt y 4 pt Fijo Montaje para silla motorizada	Fijo Ajustable	Fijo Ajustable	Fijo Quite rápido Montaje directo
Material	3 capas de espuma	Espuma	Espuma con inserto de aire	Solo insertos de aire
Opciones de funda	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®	Tejido espaciador con trama de rombos	Tejido espaciador con trama de rombos	Tejido espaciado con trama de rombos
Capacidad de peso	25.4 - 45.7 cm ancho - 113.3 kg 50.8 cm ancho - 136 kg 55.8 cm ancho - 158.7 kg 61 cm ancho - 181.4 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Apoyacabezas	Si	No	No	Si
Laterales	No	No	No	Si
Garantía	Funda: 6 meses Carcasa, herrajes y espuma: 60 meses	Carcasa y herrajes: 60 meses Espuma, funda: 18 meses	Carcasa y herrajes: 60 meses espuma, cobertor e insert de aire: 18 meses	Carcasa y herrajes: 60 meses espuma, cobertor e insert de aire: 18 meses
Complementos	Ribete de color, bordados, Solapa de privacidad	—	—	Escudo de privacidad

Tecnología innovadora

BOA®

El sistema de cables y carretes BOA permite ajustes de posicionamiento suaves y uniformes. Al utilizar el respaldo ACTA-Relief, cada click ofrece un milímetro de ajuste de precisión para cada persona.



Inserciones de aire ROHO

El sistema de respaldo ROHO AGILITY Max Contour es el único respaldo profundo que cuenta con almohadillas de aire laterales ajustables de forma independientes.



Varillas de aluminio

Comfort ofrece varillas de aluminio moldeables patentadas, en los respaldos ACTA-BACK® que se adaptan y sostienen la postura del individuo.



Hardware y posicionamiento

El soporte de montaje eléctrico Comfort Compass agiliza la instalación en todas las sillas de ruedas eléctricas del fabricante con 8" de ajuste de altura, lo que permite la integración con todos los soportes para la espalda de la serie ACTA. Los herrajes de liberación rápida Compass de Comfort cuenta con un ajuste total de altura, profundidad y ángulo de inclinación, con la comodidad adicional de realizar todos los ajustes mientras el usuario está sentado en la silla de ruedas. La función de liberación rápida permite la extracción vertical del soporte para la espalda en segundos para una mayor comodidad del usuario.

El herraje de montaje directo AGILITY de ROHO es perfectamente compatible con las sillas de ruedas eléctricas Permobil con asientos Corpus de tercera generación y garantiza una instalación sencilla con menos de 1/2" de pérdida de profundidad del asiento. Los herrajes ajustables integrado de la serie AGILITY Active utiliza discos Zytel® robustos para una fijación segura y confiable. El herraje extraíble de ROHO también está hecho de material compuesto Zytel® duradero y proporciona ajustes fáciles en ángulo, altura y profundidad, todo realizado con una sola herramienta.



BOA® es una marca comercial de BOA Technology, Inc.

Fabricado por:

permobil

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
☎ (011) 5365-8080 📞 (+54911) 2328-6958
✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita