

Comfort

# ACTA-BACK® series

ACTA-BACK es una serie de respaldos totalmente personalizable que utiliza innovadores soportes de aluminio moldeables que se adaptan y sostienen su espalda. Estos permiten contornos precisos para cualquier curvatura espinal creando una superficie de apoyo única para cada individuo. Esta serie incluye Versiones Standard, Deep, Contour y LTS, y cada una proporciona necesidades óptimas de posicionamiento lumbar y torácico.



## Características de la serie ACTA-BACK:

- Presenta tres capas de espuma de tres capas, que incluye un cómodo viscoelástica en la capa superficial.
- Carcasa de aluminio liviana y duradera, que incluye múltiples orificios para el soporte de la cabeza.
- Cierre superior que permite quitar los tirantes moldeables, y reemplazarlos sin desmontar el respaldo.
- Compass® 4 o hardware de montaje para silla motor.
- Dos opciones de tela de cobertura que permiten elegir el material que mejor se adapte a sus necesidades: STRETCH-AIR o COMFORT-TEK.
- El soporte de la cabeza BodiLink® (E0955) y el hardware (E1028) son opcionales.

Comfort

# ACTA-BACK

E2613 / E2614

La capacidad de ajuste incorporada del ACTA-BACK proporciona un ajuste personalizado favoreciendo a una distribución uniforme de la presión, a lo largo de toda el espalda. Es una gran opción para individuos con estabilidad de tronco y puede proporcionar mayor soporte para un posicionamiento adecuado.

Tamaños | Anchos: 12" - 24" (30.5 cm - 70 cm)  
| Altos: 12" - 22" (30.5 cm - 56 cm)



Comfort

## ACTA-BACK LTS

E2620 / E2621

ACTA-BACK LTS incluye soportes laterales de tronco BodiLink® Premium (LTS) que están contruidos con espuma protectora moldeable y proporcionan soporte de posicionamiento adicional donde más lo necesita. Disponible en cuatro tamaños.

Tamaños | Anchos: 12" - 24" (30.5 cm - 70 cm)  
| Altos: 12" - 22" (30.5 cm - 56 cm)



Comfort

## ACTA-BACK Deep

E2615 / E2616

El ACTA-BACK Deep cuenta con soportes laterales ajustables para brindarle con soporte extendido. Estos soportes son ajustables en ángulo y ancho hasta 5 cm y cuentan con un perfil delgado para una mayor amplitud de movimiento. El contorneado profundo de la carcasa varía en profundidades de 7, 12 y 17 cm permitiendo una mayor inmersión en el respaldo para brindar una estabilidad óptima.

Tamaños | Anchos: 12" - 24" (30.5 cm - 70 cm)  
| Altos: 12" - 22" (30.5 cm - 56 cm)



Comfort

## ACTA-BACK Contour

E2620 / E2621

Este respaldo le brinda soporte donde más lo necesita. El diseño ACTABACK Contour incluye soportes para el tronco torácico inferior, disponibles en una profundidad lateral de 12 o 20 cm. Esto permite un mejor soporte pélvico sin limitar su rango de movimiento torácico superior.

Tamaños | Anchos: 16" - 24" (41 cm - 70 cm)  
| Altos: 16" - 22" (41 cm - 56 cm)



Fabricado por:

**permobil**

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958  
✉ ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita®