

Comfort

# ACTA-Relief

E2615 / E2620

El respaldo ACTA-Relief permite a los usuarios marcar fácil y rápidamente un ajuste de precisión con su sistema BOA® y su diseño de marco abierto. La abertura de la carcasa de aluminio permite una inmersión más profunda en la espalda y ofrece mayor comodidad, gracias a su superficie de espuma viscoelástica que contornea al cuerpo. Los cordones flexibles y ajustables del sistema BOA® ayudan a disminuir el centro de presión y a mejorar la presión de los puntos de apoyo de la columna en la posición sedente. Y lo que es aún mejor, es que todos los ajustes pueden hacerse mientras está sentado.


Tamaños | Anchos: 35.5 cm a 50.8 cm  
| Largos: 25.5 cm a 55.8 cm

## Hardware Compass® 4

Fuerte, ligero y ajustable de forma independiente en profundidad, altura y ángulo de inclinación. Todos los ajustes pueden realizarse mientras el usuario está sentado en la silla de ruedas, eliminando la necesidad de transferencias durante el ajuste. Disponible con varios montajes: quite rápido, fijo o para silla con motor.



## STRETCH-AIR®



## COMFORT-TEK®



Dos opciones de tela de cobertura le permiten elegir el material que mejor se adapte a sus necesidades.





ACTA-Relief presenta el sistema de ajuste BOA® que proporciona un ajuste suave, fácil y uniforme, logrando el máximo apoyo y comodidad. Consta de tres partes integrales: perillas microajustables, cordones ligeros superresistentes, y guías de cordones de baja fricción. Cada clic del carrete BOA® ofrece un ajuste de precisión milimétrico, y una vez ubicado en su lugar, permanece bloqueado. Los cordones conectados a través del carrete BOA pueden apretarse o aflojarse para lograr el ajuste en la región torácica superior e inferior.



Los soportes laterales del tronco (LTS) Bodilink® Premium están contruidos de espuma protectora moldeable y proporcionan mayor soporte de posicionamiento donde más se necesita. Están disponibles en cuatro tamaños.

Fabricado por:

**permobil**

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
☎️ (011) 5365-8080 📞 (+54911) 2328-6958  
✉️ [ventas@rehavita.com.ar](mailto:ventas@rehavita.com.ar) 🌐 [www.rehavita.com.ar](http://www.rehavita.com.ar)

**Reh&vita**