

Action⁵



Familia Action⁵

LIGERO | AJUSTABLE | CONFIGURABLE



Yes, you can.®

El ajuste perfecto

Invacare **Action⁵** ha sido diseñada para el usuario más activo que busca una silla con gran rendimiento de propulsión. Con su diseño probado y confiable, puede satisfacer diversas necesidades y requerimientos debido a su excelente nivel de ajustabilidad en la silla y su amplia configurabilidad. Es ideal para adecuarse a las necesidades del usuario, y una gran silla para entrenamiento y evaluaciones.



Hazlo personal

Con la libertad de diseñar la silla según la personalidad del usuario, disponemos de una amplia variedad de colores de marco para elegir.

Altamente configurable

El marco frontal fijo está disponible para aquellos usuarios más activos que buscan una silla aún más liviana.

Para facilitar las transferencias y cuando el transporte y el plegado son importantes. También está disponible la versión con pedanas rebatibles.

Disponemos de una amplia gama de apoyabrazos y accesorios para elegir, permitiendo que **Action⁵** pueda configurarse y adaptarse a todos los usuarios.



Ajustabilidad de la silla

Nuestra exclusiva tecnología patentada permite ajustes de ángulo del respaldo que pueden realizarse mientras el usuario permanece en la silla, además tiene una báscula incorporada que permite un ajuste de ángulo más preciso.

Otros ajustes en la silla que pueden hacerse a la **Action⁵** son:

- + Profundidad del asiento
- + Ángulo de respaldo
- + Ángulo del asiento
- + Altura del respaldo
- + Altura del asiento, parte delantera y trasera
- + Altura del apoyapiés
- + Altura del apoyabrazos



Action⁵

Función de autobloqueo Estable y seguro PATENTADO



- ▶ El mecanismo de plegado horizontal en forma de H patentado, proporciona un **nivel mejorado de estabilidad** en comparación con otras sillas plegables del mercado. La función de autobloqueo permite una posición segura del asiento y hace que la silla sea propulsada casi sin esfuerzo, mejorando el rendimiento de conducción.

Mecanismo de plegado único Diseño compacto sin esfuerzo PATENTADO



- ▶ El diseño innovador del mecanismo de plegado permite reducir en gran medida el tamaño y al respaldo plegarse en la parte superior del asiento, lo que hace que la silla sea muy compacta. No se requiere manipulación adicional para plegar la silla, **se realiza sin esfuerzo para guardado y transporte.**

1



2



3



4



Introduciendo el Rango de **Action⁵**

**Parte de la gama de sillas de ruedas manuales activas.
Que brindan una solución completa.**



Action⁵

▲ **La opción ideal cuando se requiere transportar en un espacio reducido.**

Opciones y accesorios disponibles

- ▶ Centro de gravedad y camber ajustables
- ▶ Gama de opciones de pedanas rebatibles y fijas
- ▶ Opciones de apoyabrazos rebatibles y removibles
- ▶ Gama de manijas ajustables
- ▶ Antivuelco
- ▶ Amplia selección de casters
- ▶ Guardabarros livianos

Solución todo en uno

Action⁵ proporciona una completa solución que se puede configurarse perfectamente para satisfacer las necesidades del usuario:

- ▶ Partes intercambiables
- ▶ Capacidad de ajuste integrada en cada silla
- ▶ Repuestos y opciones de compatibilidad cruzada
- ▶ Complejidad reducida
- ▶ Compatible con dispositivos de propulsión Alber®

Información técnica ▼

Ancho del asiento	Profundidad del asiento	Ángulo del asiento	Altura del asiento	Ángulo del respaldo	Altura del respaldo	Ángulo del marco frontal
305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9°	360-535 mm en tramos de 25 mm Altura del asiento trasero: 360-510 mm en tramos de 25 mm	Fijo 90° O continuo 90° -15°/+15°	Fijo 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Ajustable 360-400 y 410-490 mm	Frete fijo 80° Apoyapiés rebatible 70° / 80° & 90° Apoyapiernas elevable 0-80°
Altura del apoyapié	Altura del apoyabrazos	Ancho unidad de conducción	Ancho total, plegada	Largo total incluyendo apoyapiés	Largo total sin apoyapiés	Altura total
Marco rebatible: 200-510 mm Marco fijo: 300-530 mm	150-265 mm 205-280 mm 250-375 mm	SW + 180 mm a SW + 250 mm	Action ⁵ : 320-380 mm	845-1205 mm	670-860 mm	701-1108 mm
Máx. Pendiente segura	Radio	Peso máximo usuario	Peso total	Parte más pesada	Action⁵ plegable dimensiones	
7°		100 y 130 kg	12,3 kg	8,3 kg	670-860 mm	

Colores de marco ▼



Advertencias ▼

1. Dimensiones generales

En algunas configuraciones, el ancho o largo total excede el límites autorizado de acceso a rutas de emergencia

2. Valores de estabilidad:

Pendiente máxima con silla frenada = 7°
Estabilidad estática cuesta abajo = 14°-21°
Estabilidad estática cuesta arriba = 9,4°-25,5°
Estabilidad estática lateral = 20°-24°

3. Radio

Mini radio de giro = 625 mm
Ancho de pivot = 1050-1180 mm


4. Dimensiones plegadas (Acción 5)

Altura plegada = 450-720 mm
Profundidad plegada = 620-1020 mm
Ancho plegada = 320-380 mm

Color de horquillas ▼



Tapicería ▼



Sellos ▼



Tenga en cuenta: que los colores pueden variar ligeramente de los que se muestran aquí.

Fabricado por:



Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

Reh&vita®