

Comfort

ACTA-EMBRACE®

E2620 / E2621 LTS E2620 / E2621

ACTA-EMBRACE es un sistema de respaldo de estilo plano con soportes de tronco integrados en una carcasa de aluminio liviano. Estas soportes pueden ser ajustados en ángulo, altura y hasta 7 cm de ancho, para crear un apoyo verdaderamente personalizada. También incluye varillas de aluminio moldeables para proporcionar un posicionamiento adicional, redistribución de la presión y contacto óptimo.

Características de ACTA-EMBRACE:

- Orificios integrados para anclaje de pechera y apoyacabeza.
- Cierre superior e interior que permite quitar los tirantes moldeables y reemplazarlos sin desmontar el respaldo.
- Compass® 4 o hardware de motaje para silla motor.
- Opciones de tejido de cobertura: STRETCH-AIR y COMFORT-TEK.
- Opción de soporte de tamaño pediátrico para ajuste de ancho de 4 cm.
- Soporte de soporte BodiLink (E0955) y hardware (E1028) opcionales.



Tamaños | Anchos: 16" - 24" (33 cm - 51 cm)
| Altos: 10" - 22" (25cm - 56 cm)



Los soportes laterales de tronco BodiLink® Premium (LTS) son construídos con espuma protectora moldeable, y proporcionan soporte de posicionamiento adicional donde más lo necesita. Disponibles en cuatro tamaños.

Fabricado por:

permobil

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA

☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958

📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita®