



HP8 ESCAPE LX SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA

HP8 Escape LX es una silla de ruedas motorizada resistente y duradera.

Ideal para portabilidad y uso general en interiores y exteriores.

Disponible con anchos de asiento de 40,6 cm, 45,7 cm y 50,8 cm.
Respaldo ajustable.



ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA:	135 kg
DIMENSIONES:	111 cm x 62 cm (largo x ancho)
PESO CON BATERÍA:	69 KG
TIPO DE MOTOR:	DC24 V/200 W
VELOCIDAD MÁXIMA:	6 km/h
BATERÍAS:	12 V, 36 AH (2 unidades)
AUTONOMÍA:	25 km
CARGADOR EXTERNO:	5 A

Fabricado por:



📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
☎ (011) 5365-8080 📠 (+54911) 2328-6958
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita®