

## SILLA DE RUEDAS **COMFORT**



### CARACTERÍSTICAS

- Silla de plegado lateral de aluminio.
- Respaldo ajustable en altura.
- Altura delantera ajustable.
- Apoyabrazos tubular desmontable.
- Pedana regulable en altura y ángulo.
- Ruedas traseras de 60 cm neumáticas.
- Ruedas delanteras de 15 cm poliaire.
- Eje trasero ajustable en sentido vertical y horizontal.
- Asiento y respaldo ajustable con tensores.
- Ancho de asiento disponible en 4 medidas.
- Peso de la silla 14 kg.
- Peso máximo del usuario 115 kg.

Fabricado por: