

Almohadones

Matriz de comparación



permobil



Comfort
Curve®



ROHO®
MOSAIC®



ROHO®
AirLITE




Comfort
M2



ROHO®
Single
Compartment

Uso	Uso general	Uso general	Posicionamiento	Protección de la piel y posicionamiento	Protección de la piel ajustable
Ancho	20.3 - 61 cm (incremento de 2.5 cm)	40.6 cm - 50.8 cm (incremento de 2,5 cm)	33 cm - 50.8 cm (incremento de 2,5 cm)	25.4 cm - 61 cm (incremento de 2,5 cm)	25.4 cm - 68.5 cm (incremento de 2,5 cm) 5 - 15 celdas
Profundidad	20.3 - 50.8 cm (incremento de 2.5 cm)	40.6 cm - 45.7 cm (incremento de 2,5 cm)	17.6 cm - 50.8 cm (incremento de 2,5 cm)	25.4 cm - 61 cm (incremento de 2,5 cm)	5 - 14 celdas . 25.4 cm - 63.5 cm (incremento de 2,5 cm)
Espesor	7.6 cm 5.7 cm parte inferior del muslo	7.6 cm	5 cm - 9.5 cm contorneado	Zero-elevation: ≤ 40.6 cm x 35.5 cm, 7.6 cm ≥ 40.6 cm x 40.6 cm, 10.7 cm Anti-thrust: ≤ 40.6 cm x 35.5 cm, 6.9 cm ≥ 40.6 cm x 40.6 cm, 9.5 cm	PERFIL ALTO 10.7 cm altura de celda PERFIL MEDIO 8.2 cm altura de celda PERFIL BAJO 5.7 cm altura de celda
Materiales	Espuma	Celdas de aire	Espuma, insert de aire	Espuma, insert de QuadraGel®	Celdas de aire
Opciones de funda	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR®	Estiramiento bidireccional Cubierta resistente	Resistente a fluidos, estiramiento bidireccional	COMFORT-TEK® STRETCH-AIR® COMFORT-TEK® con GlideWear® STRETCH-AIR® con GlideWear®	Estiramiento bidireccional Funda resistente
Capacidad de peso	30.4 cm ancho, hasta 45.3 kg 35.5 cm ancho - 68 kg 40.6 cm ancho - 113.4 kg 45.7 cm ancho - 136 kg 50.8 cm ancho - 158.7 kg 55.8 cm ancho y > - 181.4 kg	142.8 kg	136 kg	35.5 cm ancho, hasta - 90.7 kg 40.6 cm ancho - 113.4 kg 45.7 cm ancho - 136 kg 50.8 cm ancho - 158.7 kg 55.8 cm ancho y > - 181.4 kg	No hay límite de peso si el tamaño es adecuado para el individuo
Garantía	6 meses funda 5 años almohadón	6 meses funda 12 meses almohadón	6 meses funda 24 meses almohadón	6 meses funda 5 años almohadón	6 meses funda 24 meses almohadón
Complementos	Funda para incontinencia	-	-	GlideWear™ ATI Funda para incontinencia Funda extra Muesca de crecimiento Recorte para riel Ribete de color	Control inteligente Solapa de privacidad Insert de asiento plano y sólido Base contorneada



ROHO®
QUADTRO SELECT®



ROHO®
CONTOUR SELECT®



ROHO®
Hybrid Select



ROHO®
Hybrid Elite SR®
Single Compartment



ROHO®
HYBRID ELITE®
Dual Compartment

Uso	Protección de la piel ajustable y Posicionamiento	Protección de la piel ajustable y Posicionamiento	Protección de la piel ajustable y Posicionamiento	Protección de la piel ajustable	Protección de la piel ajustable
Ancho	25.4 cm - 68.5 cm (incremento de 2,5 cm) 5 - 15 celdas	25.4 cm - 68.5 cm (incremento de 2,5 cm) 5 - 15 celdas	35.5 cm - 45.7 cm (incremento de 2,5 cm) y 50.8 cm	35.5 cm - 45.7 cm (incremento de 2,5 cm), 50.8 cm, 55.8 cm, y 61 cm	35.5 cm - 45.7 cm (incremento de 2,5 cm), 50.8 cm, 55.8 cm, y 61 cm
Profundidad	25.4 cm - 63.5 cm (incremento de 2,5 cm) 5 - 14 celdas	25.4 cm - 63.5 cm (incremento de 2,5 cm) 5 - 14 celdas	35.5 cm - 45.7 cm (incremento de 2,5 cm) y 50.8 cm	35.5 cm - 45.7 cm (incremento de 2,5 cm), 50.8 cm y 55.8 cm	35.5 cm - 45.7 cm (incremento de 2,5 cm), 50.8 cm y 55.8 cm
Espesor	PERFIL ALTO 10.7 cm altura de celda PERFIL MEDIO 3.63.5 cm altura de celda PERFIL BAJO 5.7 cm altura de celda	5.7 cm - 10.7 cm debido al contorno	12.7 cm 6.3 cm muslo inferior	10.7 cm	10.7 cm
Materiales	ISOFLO® Memory Control Celdas de aire	ISOFLO® Memory Control Celdas de aire	Espuma ISOFLO® Memory Control Insert de celdas de aire	Espuma Insert de celdas de aire	Espuma Insert de celdas de aire
Opciones de funda	Estiramiento bidireccional Pesos pesados	Estiramiento bidireccional	Estiramiento bidireccional	Estiramiento bidireccional Funda resistente	Estiramiento bidireccional Funda resistente
Capacidad de peso	No hay límite de peso si el tamaño es adecuado para el individuo	No hay límite de peso si el tamaño es adecuado para el individuo	226.7 kg	226.7 kg	226.7 kg
Garantía	6 meses funda 36 meses almohadón	6 meses funda 36 meses almohadón	6 meses funda 36 meses almohadón	6 meses funda 24 meses almohadón	6 meses funda 24 meses almohadón
Complementos	Solapa de privacidad Insert de asiento plano y sólido Base contorneada	Solapa de privacidad Insert de asiento plano y sólido Base contorneada	Solapa de privacidad	Control inteligente Escudo de privacidad	Solapa de privacidad



Fabricado por:

permobil

📍 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
☎️ (011) 5365-8080 📞 (+54911) 2328-6958
📧 ventas@rehavita.com.ar 🌐 www.rehavita.com.ar

Reh&vita