

Rehvita[®]

Silla Comfort

Silla de ruedas de autopropulsión con las siguientes características:

- Plegado lateral de aluminio.
- Respaldo ajustable en altura
- Altura delantera ajustable.
- Apoyabrazos tubular desmontable.
- Pedana regulable en altura y ángulo.
- Ruedas traseras de 60 cm, neumáticas.
- Ruedas delanteras de 15 cm poliaire.
- Eje trasero ajustable en sentido vertical y horizontal.
- Asiento y respaldo ajustable con tensores.
- Anchos de asiento disponibles en 4 medidas.
- Antivuelcos (opcional).
- Peso de la silla 14 kg.
- Peso máximo del usuario, 115 kg.

