

Rehvita®

Freedom NXT

Silla de ruedas de plegado lateral. Su estructura tubular en aluminio ofrece la posibilidad de usar el sistema de posicionamiento en sentado (almohadón y respaldo) de elección adaptándose perfectamente a la base. Ancho de cuadro disponible desde 10" a 19". Tilt en el espacio de 0° a 45°, activado por pedal.

Ángulo de inclinación ajustable mediante tornillo en 90°, -100°, -110°, -120°. Acompaña el crecimiento por lo que permite extenderse hasta 10 cm de profundidad y 5 cm de ancho de asiento. Altura anterior del asiento regulable hasta 5 cm para facilitar las transferencias. Apoyabrazos tipo escritorio ajustables en altura, rebatibles y removibles. Ruedas posteriores de magnesio de 12" con quite rápido con cubierta de poliuretano. Ruedas anteriores de 6"x1.5" de poliuretano.

Freno accionado a pedal y sistema de frenado manual de doble palanca que ayuda a controlar la velocidad y la dirección, así como a detener y bloquear las ruedas traseras. Ruedas antivuelco con barra asistente para ascenso de un cordón de vereda.

Pedana a 75° rebatible, desmontable y regulable. Apoyapiés de aluminio ajustables.

Manija de empuje única regulable en altura.

Peso máximo del usuario 102 kg. Peso de la silla 10,5 kg.

