

# Reh<sup>avita</sup>®

## Freedom Pro CG

Silla de ruedas de cuadro fijo de plegado frontal. Con estructura tubular en aluminio. Ofrece la posibilidad de usar el sistema de posicionamiento en sentado (almohadón y respaldo) de elección adaptándose perfectamente a la base. Tilt balanceado en el espacio de 0° a 50°, incrementando de a 2°, activado por pedal.

El arco de deslizamiento del tilt posee 8 rodamientos libres de mantenimiento sobre los cuales se desplaza el asiento. Acompaña el crecimiento por lo que permite extenderse hasta 10 cm de profundidad y 5 cm de ancho de asiento. Altura anterior del asiento regulable hasta 5 cm para facilitar las transferencias. Ajuste del Centro de gravedad en 7,5 cm anterior o posterior desde el centro.

Freno accionado a pedal y sistema de frenado manual de doble palanca que ayuda a controlar la velocidad y la dirección, así como a detener y bloquear las ruedas traseras.

Apoyabrazos tipo escritorio ajustables en altura incrementando en 2,5 cm, rebatibles y removibles. Ruedas posteriores de magnesio de 12" con quite rápido con cubierta de poliuretano.

Ruedas anteriores de 6" x 1.5" de poliuretano. Ruedas antivuelco. Pedana a 75° rebatible, desmontable y regulable.

Apoyapiés ajustables. Manija de empuje única regulable en altura. Peso máximo del usuario 113 kg.

