

Reh^{avita}®

Smoov One

Es un dispositivo de asistencia eléctrica fabricado por Alber, para usuarios en silla de ruedas activos, con chasis plegable o rígido. Es fácil de acoplar y desacoplar y capaz de recorrer todo tipo de terrenos, superficies y pendientes.

Incluye un kit de sujeción para montaje de sillas de chasis rígido o tubo transversal con soporte para montaje en chasis plegable. También están incluidas todas las herramientas necesarias para el montaje, solo se instala una vez y luego se puede acoplar o desacoplar fácilmente y en cualquier momento, para utilizarlo cuando lo necesites.



Características

- Batería integrada: hasta 20 km de autonomía.
- Unidad de conducción: potente y de auto mantenimiento.
- Bluetooth: conexión Wifi y por Bluetooth.
- Puerto USB-C: carga el mando o tu móvil.
- App para celular: cuenta con una aplicación gratuita para tu celular iOS o Android, que permite ajustar el modo de conducción y la configuración sobre la marcha, sin perder de vista la duración de la batería, autonomía, velocidad, los viajes y mucho más.
- Velocidad hasta 6 km/h o 10 km/h.
- Peso del producto: 7,2 kg
- Límite de peso 140 kg.

