

# Reh<sup>vita</sup><sup>®</sup>

## Silla Invacare Action 3 NG

### Plegado lateral

Silla de ruedas de autopropulsión ultraliviana con las siguientes características:

Cuadro plegado lateral de aluminio de estructura tubular. Centro de gravedad regulable en altura y profundidad. Profundidad de asiento regulable. Pedana regulable en altura, rebatible y extraíble. Apoya pies regulables en profundidad y ángulo, rebatibles. Manijas de empuje fijas. Apoyabrazos tubular/escritorio regulables en altura, rebatibles y extraíbles, con protectores laterales de ropa incorporados. Ruedas delanteras de 5"x 1,5"/6"x 1,5"/ 8"x 1,5" neumáticas/macizas. Ruedas traseras de 22"/24" (55.8cm/61cm) neumáticas/alta presión con rayos de acero/fibra de carbono y quite rápido. Aros de empuje aluminio/antideslizante. Ruedas antivuelco extraíbles. Frenos tipo tijera. Soporte de pantorrilla. Peso del cuadro de la silla 7.2 kg.

### Opcional

Reposapiés elevables 0° a 80°. Reclinación de respaldo (30°). Antivuelco. Mesa didáctica transparente. Apoyacabeza. Compatible con sistema E-fix.

