

Silla Invacare Action 5

Plegado lateral

Silla de ruedas de autopropulsión ultraliviana con las siguientes características:

Cuadro plegado innovador horizontal de aluminio de estructura tubular. Centro de gravedad regulable en profundidad hasta 10cm en incrementos de 2,5cm. Ajuste de camber regulable entre 0-2°/ 3-4°. Asiento regulable en profundidad y en tensión mediante cincha. Respaldo rebatible sobre el asiento y ajustable en ángulo (-15°/ +15°). Apoyabrazos tubular o escritorio regulables en altura y profundidad, rebatibles y extraíbles, con protectores laterales de ropa incorporados. Pedana rebatible y extraíble. Apoya pies regulable en altura y rebatibles. Manijas de empuje fijas. Ruedas delanteras de 5" x 1,5" o 6" x 1,5 macizas con llanta de aluminio. Ruedas traseras de 24" o 25" (55.8 cm o 61 cm) neumáticas o alta presión con rayos de acero o fibra de carbono y quite rápido. Aros de empuje aluminio o antideslizante. Ruedas antivuelco extraíbles. Frenos tipo tijera. Soporte de pantorrilla. Peso del cuadro de la silla 8.3 kg

Opcional:

Apoya pies elevables 0° a 80°. Antivuelco. Mesa didáctica transparente. Apoyacabeza. Compatible con sistemas Alber (E-fix, E-motion, E-pilot).

