

Tricicleta 207

Tricicleta de uso pediátrico o adulto, pensado para individuos con adecuada relación cuerpo-espacio y ligero control de tronco. Cuadro plegable que facilita su traslado. Promueve el movimiento independiente gracias a la gran adherencia al piso y estabilidad. La posición adelantada del pedal en relación con el asiento y el manubrio proporcionan una postura alineada que ayuda al movimiento de pedaleo y a la biomecánica respiratoria. Frenos que se pueden accionar en ambos lados del manubrio. Mecanismo de bloqueo de la tricicleta cuando se sube/baja el usuario. Asiento ergonómico de altura ajustable. Canasta porta objetos, Guardabarros. Ruedas con mecanismo que permite un fácil ajuste de la tensión de la cadena. Pedales con punteras.

Accesorios:

- Manija posterior de empuje adicional (923)



	tam. 2	tam. 3
A: ancho del manubrio	52 cm	60 cm
B: distancia entre ruedas	62 cm	66 cm
C: altura del pedal al asiento	de 46 a 62 cm	de 55 a 68 cm
D: desde el suelo hasta la cadena	30 cm	31 cm
E: longitud del cuadro	113 cm	135 cm
F: desde el suelo hasta el manubrio	de 81 a 95 cm	de 93 a 108 cm
G: ancho del triciclo plegado	73 cm	84 cm
I: altura del triciclo plegado	81 cm	95 cm
M: altura del usuario	de 90 a 120 cm	de 110 a 140 cm
Peso total	15 kg	18,5 kg
Carga máxima	45 kg	60 kg