

Silla Permobil F5 Corpus VS

- Tracción delantera
- Base motorizada configurada para múltiples funciones de asiento eléctrico, ComfortRide Pro, ESP (rendimiento de dirección mejorado).
- Suspensión ajustable totalmente independiente.
- Hardware para amarre, cargador, llantas antipinchaduras de 3" x 14".
- Baterías de gel sellado (72 Ah).
- Joystick con pantalla R-net a color de 2.8", control de hasta 4 dispositivos Bluetooth, control por infrarrojos, botones programables y un toma de interruptor programable; todo en una carcasa de aluminio compacta y duradera.
- Soporte de joystick retráctil Slimline.
- Apoyacabezas Bodylink de una sola pieza regulable en distintas posiciones. Reposapiés dos paletas independientes con regulación de altura ángulo tibio tarsal.
- Sistemas posturales Corpus 3G asiento anatómico ajustable en ancho y profundidad con tela black mesh transpirable, almohadón viscoelástico diferenciada en zona pélvica, respaldo ajustable en altura con reducción de share o deslizamiento delantero.
- Cinturón pélvico ajustable de 2 puntos.
- Guías laterales unitrack para instalación de accesorios regulables en forma infinita.
- Soporte antivuelco automático para una plataforma de pie más estable.
- Funciones motorizadas: Bipedestación programable desde posición supino o sentado respetando los rangos articulares en cadera rodilla y tobillos, tilt posterior de hasta 50°, tilt anterior de 45° (FUNCION DE ACTIVE REACH) reclinación de asiento de hasta 180°, elevación de asiento hasta 30.5 cm, variación de ángulo en MMII electrónica hasta 180° y regulación de altura de apoya pies electrónica y programable.
- Autonomía 26 km.
- Velocidad máxima 9.6 km/h.
- Peso limite 136 kg.
- Marca: Permobil.
- Origen: USA.

