



Cinturón Pélvico de 4 puntos

Cinturón pélvico confeccionado en neoprene elástico y acolchado, de bordes suaves que no lastiman la piel, la tela en contacto con la superficie corporal es suave y absorbe la humedad.

Función de tensión a través de la tracción de un strap al lado de la hebilla de liberación rápida. Dos puntos de anclaje a la silla de ruedas y dos anclajes, que sostienen el cinturón en el lugar correcto evitando que migre hacia el abdomen o se tuerza.

Recomendado para pacientes que requieren una asistencia para el posicionamiento de leve a moderado.

