



Soporte anterior de tronco CentrePoint

Soporte anterior de tórax, realizado en neoprene elástico y acolchado que cede al estiramiento permitiendo el movimiento seguro, diseñado con curvaturas que se adaptan al cuerpo haciéndolo confortable.

Zona esternal de diseño único que cuando el arnés está ajustado, las correas se mantienen juntas presionando el esternón brindando soporte adecuado. Deja libre la zona abdominal para el uso de botón gástrico u otros cuidados.

Hebilla central de liberación rápida.

