

Andador Posterior 2 Ruedas/ 4 Ruedas- KAYE

Andador posterior de marco de aluminio que provee una mayor fuerza de arrastre anterior para pacientes que no pueden manejar el andador anterior cuando llevan el peso hacia adelante. Presenta dos ruedas delanteras, y patas posteriores con regatón/ 2 ruedas delanteras de giro libre y dos ruedas traseras de una dirección con sistema anti-retroceso.

Plegable para fácil guardado y transporte. Indicado para lograr una marcha con menos gasto energético, mejorando la alineación biomecánica y maximizar el potencial de deambulación.

Disponible en 6 tamaños para niños y adultos:
Altura piso-manija de empuje desde 36 cm hasta 104 cm.

Opcionales:

- Limitador de giro
- Apoyo antebraquial
- Asiento rebatible
- Soporte pélvico
- Soporte extensor central
- Abductor de muslos
- Cinturón extensor
- Arnés
- Manijas de empuje
- Ruedas "todo terreno"

