

Reh^{avita}[®]

Colchón Neoprene

Características

- Colchón de aire fabricado en neoprene, con cuatro secciones de inflado y cobertor.
- Creado para la protección y el cuidado del paciente a través de múltiples celdas de aire de 9 cm de altura que impiden los picos de presión en diferentes zonas del cuerpo.
- Cada sección mide 51 x 86 cm y posee orificios en su base que evitan la humedad y mantiene el cuerpo seco y fresco.
- Recomendado para pacientes politraumatizados, vasculares, quemados, y que necesitan una mayor atención para prevenir o tratar las úlceras de presión.
- Material no inflamable, durable en el tiempo y completamente reparable.
- No requiere fuente de energía y viene provisto de un inflador manual.
- No tiene límite de peso.
- 2 años de garantía por defecto de fabricación.

