

## Entrenador de marcha Grillo

### Características

- Es un entrenador de marcha diseñado para facilitar la autonomía tanto de niños como adultos.
- Tiene un sistema de ajuste de altura patentado donde el centro de gravedad permanece constante, acompañando el crecimiento por un largo período de tiempo, confiriéndole un diseño único y seguro de utilizar.
- Cuadro de aluminio plegable disponible para usar como andador anterior o posterior, completamente configurable a las necesidades del usuario.
- Soporte de pelvis acolchado, ajustables de manera independiente en altura, ancho y circunferencia.
- Arnés ergonómico que brinda sostén.
- Ruedas livianas y anti-pinchaduras: 2 anteriores sólidas de 15 cm de diámetro con bloqueo de dirección y protección antichoque; 2 ruedas posteriores sólidas de 20 cm de diámetro aptas para uso en exterior e interior, regulación de resistencia en 5 posiciones, sistema anti-retroceso y frenos en las ruedas posteriores accionados a través de un pedal.
- Manillar ajustable en altura.



### MINI | Accesorios

- Soporte de tronco (925) acolchado, ajustables de manera independiente en altura, ancho y circunferencia. Soporte de antebrazos, ajustables en altura, ángulo, rotación y profundidad, con straps (943).
- Abductor distal regulable en altura (890).
- Manija de empuje para acompañante (923).
- Mesa didáctica transparente con toma horizontal en andador anterior (PTM).

### SMALL | Accesorios

- Soporte de tronco (925) acolchado, ajustables de manera independiente en altura, ancho y circunferencia.
- Soporte de antebrazos, ajustables en altura, ángulo, rotación y profundidad, con straps (943).
- Manillar ergonómico ajustables en altura, inclinación, rotación, ancho y de manera antero-posterior (939).
- Asiento plegable y ajustable en altura solo para configuración posterior (918).
- Abductor proximal regulable en altura (815).
- Manija de empuje para acompañante (923).