



Silla Heartway HP8 Escape LX

- Silla de ruedas motorizada confeccionada en cuadro de aluminio.
- Plegable.
- Apoyapiés rebatibles y desmontables, apoyabrazos rebatibles, desmontables y regulables en altura tipo escritorio.
- Posee cinturón de seguridad y antivuelco regulable en altura.
- Capacidad de peso: 135 kg.
- Velocidad máxima: 6 km/h.
- Autonomía batería: 25 km.
- Motor: DC 24 V 200 W.
- Anchos de asiento: 40.6 cm, 45.7 cm, 50.8 cm
- Peso de la silla sin la batería: 41 kg.
- Peso con batería: 69 kg.
- Origen: Taiwán.

