

Reh[®]vita

Silla Patron Corzo X Country

- Estructura tubular de plegado lateral compacto (tipo tijera).
- Tapizado de asiento y respaldo acolchado.
- Tilt fijo de 20°/25° según tamaño de la silla.
- Sistema que acompaña el crecimiento en profundidad 6 cm.
- Sistema que acompaña el crecimiento en altura de respaldo 10 cm.
- Extensión de respaldo en tamaños 38 y 42 (17 cm).
- Apoyapiés único plegable regulable en altura.
- Apoya brazos fijos tubulares.
- Freno trasero accionables con el pie.
- Ruedas delanteras de poliaire solidas de 175 mm.
- Ruedas traseras de poliaire solidas con de 265 mm.
- Cinturón pélvico y pechara ajustable en 5 puntos.
- Capota.
- Modelo de transito bajo normas internacionales.
- Capacidad máxima de peso (hasta 75 kg en las medidas 38 y 42).
- Disponible en anchos de 30 cm, 34 cm, 38 cm y 42 cm.
- Peso de la sillas:
 - 30 cm: 12.7 kg
 - 34 cm: 13 kg
 - 38 cm: 14 kg
 - 42 cm: 14.7 kg

