

Reh[®]vita

Chasis Patron Denver

Chasis de aluminio de uso en interior diseñado para butaca de silla Tom5 en cualquiera de sus tres tamaños, u otro sistema de posicionamiento en sentado mediante interfaz de acoplamiento.

Características:

- Regulación de altura mediante pistón hidráulico (high-low) de 30 a 60 cm
- Basculación en el espacio (tilt): rango de 50° (posterior de 40° y anterior de -10°), accionado mediante pedal
- Traba de seguridad en pedales de regulación de altura y pedal de tilt
- Ruedas 360° anteriores y traseras con frenos de 7 cm
- Capacidad máxima de peso 50 kg (contemplando 5 kg del asiento)
- Peso del chasis: 9 kg
- Ancho total: 50cm
- Opcional: apoyapiés ajustables en altura y ángulo, interfaz CSI con sistema de quite rápido.

