

# Reh<sup>®</sup>vita

## Silla Patron Piper Comfort

- Chasis de aluminio, de estructura plana de plegado latero frontal.
- Tapizado de asiento y respaldo acolchado fácilmente desmontable y lavable.
- Tilt fijo de 26°.
- Reclinación ajustable de 90° a 135° en seis posiciones.
- Apoya pantorrilla acolchado ajustable en ángulo.
- Sistema que acompaña el crecimiento en ancho de asiento mediante soportes laterales blandos desde 23 cm a 35 cm.
- Profundidad de asiento de 29 cm.
- Reductor de asiento que disminuye el ancho a 23 / 27 cm, y profundidad 24 cm; y elevador de apoyapiés.
- Apoyapiés de una sola pieza regulable en altura.
- Manijas de empuje única plegable.
- Freno trasero accionables con el pie.
- Ruedas delanteras giro 360° con opción de hacerlas fijas, de poliure anti-pinchadura de 175 mm con quite rápido.
- Ruedas traseras de poliure anti-pinchadura con quite rápido de 225 mm con frenos individuales.
- Soporte occipital regulable en altura.
- Cinturón pélvico y pechera regulable de 5 puntos.
- Capota.
- Canasta porta objetos.
- Capacidad máxima de peso: 50 kg.
- Peso de la silla: 14.5 kg.

